


# المختبر الوطني للصحة العمومية

|   |                 |
|---|-----------------|
| E1  | الكود:          |
| V1  | الإصدار:        |
| 2013-10-10  | نافذ من تاريخ:  |
| 2015-10-10  | يُسحب في تاريخ: |
| 3   | الصفحات:        |
|  | توقيع المميز:   |

## 1- جهاز اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي TRP89

### 2- الأهداف والنطاق

يوضح هذا البروتوكول كيفية إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي باستخدام نُظْم TRP89 للكشف عن تفاعل البوليميراز المتسلسل. وينطبق هذا الإجراء التشغيلي الموحد على جميع الموظفين المستخدمين لهذا الجهاز.

### 3- الصيغ المقتضبة والتعاريف

للاطلاع على الصيغ المقتضبة والتعاريف والمصطلحات يُرجى الرجوع إلى الفصل 1 "عام" من دليل الجودة.

|        |  |
|--------|--|
| TRP    | نظام TRP89 للكشف عن تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي |
| دع     | دورة العتبة  |
| م م    | مدير المختبر   |
| أ ت مخ | أخصائي تكنولوجيا المختبرات                                     |
| د ح غ  | درجة حرارة الغرفة  |
| د ح ذ  | درجة حرارة الذوبان   |
| م ش مع | موظف شؤون المعدات  |

### 4- المهام والمسؤوليات والمساءلة

للاطلاع على التفويضات العامة يُرجى الرجوع إلى مصفوفة التفويض.

| مسؤول  | مفوض                                    | المهمة   |
|--------|---|--|
| م م    | أ ت مخ                                  | تشغيل الجهاز وفقاً للفصل 8 "التشغيل"                           |
| م ش مع | أ ت مخ/ خبير السلامة البيولوجية الخارجي | طرق حل المشكلات الأساسية                                       |
| م م    | م ش مع                                  | الاتصال بالمورّد بشأن الأخطاء (بعد التشاور مع مدير المختبر)    |
| م م    | أ ت مخ                                  | تحديث جدول التشغيل   |
| م م    | م ش مع                                  | تحديث السجل "أجهزة التحليل الجيني/ تفاعل البوليميراز المتسلسل" |

### 5- وصف المعدة

إن نظام الكشف TRP89<sup>TM</sup> هو نظام مكون من ست قنوات لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي. ويشمل هيكلًا لتدوير الحرارة X1090، ووحدة للتفاعل البصري TRP89، وبرنامجاً لتحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل. انظر الدليل للاطلاع على المزيد من المعلومات.

### 6- السلامة والبيئة


انظر تعليمات السلامة العامة في دليل السلامة البيولوجية.

### 7- الإجراءات الخاص ببدء التشغيل (المعايرة والضوابط) والصيانة

#### 1-7 المعايرة

يختبر الجهاز نفسه بنفسه قبل بدء القياس (انظر الدليل، (<http://www.TRP89.com>))

# المختبر الوطني للصحة العمومية

|   |                 |
|---|-----------------|
| E1  | الكود:          |
| V1  | الإصدار:        |
| 2013-10-10  | نافذ من تاريخ:  |
| 2015-10-10  | يُسحب في تاريخ: |
| 3   | الصفحات:        |
|  | توقيع المميز:   |

## 7-2 الصيانة

لا تلزم خدمة الجهاز على أساس منتظم. ويسجل موظف شؤون المعدات جميع العيوب والإجراءات المتخذة حيالها في السجل.

## 8- التشغيل

- 1- أدخل توقيعك في الوقت المرغوب في جدول التشغيل الخاص بجهاز تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي 2 + 1 TRP (ومنظم التتابع) بإضافة 1 TRP أو 2 واسمك.
- 2- شغل الحاسوب (إذا كان غير مُشغّل) وأدخل اسم المستخدم (RtPCR) وكلمة المرور.
- 3- شغل جهاز TRP رقم 1 أو 2. إذا ظهرت عبارة "under remote control" (خاضع للتحكم عن بُعد) على الجهاز يعني ذلك أن الجهاز متصل بالحاسوب.
- 4- اذهب إلى "Start" (البدء)، "Specific systems" (نظم محددة)، وانقر على "PCR Analysis 2.0" (برنامج تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل 2.0)
- 5- في النافذة الخاصة بمساعد بدء التشغيل (Startup wizard)، اختر "Create a new run" (إنشاء دورة جديدة) ثم انقر على "OK" (موافق).
- 6- إذا كان برنامج تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل 2.0 قد وُضع بالفعل موضع التشغيل اختر "file" (ملف)، "new" (جديد)، "run" (تشغيل) تحت علامة التبويب. ستظهر نافذة "Run Setup" (تشغيل برنامج الإعداد)، انقر على "open lid" (رفع الغطاء) أو ارفع الغطاء يدوياً باستخدام زر الفتح في جهاز TRP 1 أو 2، ثم ضع اللوح أو الشرائط في الاتجاه الصحيح داخل الجهاز، ثم انقر "close lid" (وضع الغطاء) (بواسطة الحاسوب أو يدوياً).
- 7- انقر على "Protocol"، ثم انقر على "Select Existing" لاختيار أحد البروتوكولات القائمة.
- 8- ولإنشاء بروتوكول جديد انظر الدليل.
- 9- في نافذة "select protocol" اختر البروتوكول، سنُفتح نافذة "admin" (إدارة)، انقر بعد ذلك على المجلد الملائم: إذا كان أحد جهازي TRP يعمل بالفعل اختر "Desktop" (سطح المكتب)، واختر "Shortcut admin" (إدارة المفاتيح المختصرة) ثم اختر المجلد الملائم. سيظهر البروتوكول التالي:
  - 1: 95,0 درجة مئوية لمدة 10:00،
  - 2: 95,0 درجة مئوية لمدة 0:10،
  - 3: 54,0 درجة مئوية لمدة 0:05،
  - 4: 72,0 درجة مئوية لمدة 0:15، قراءة اللوح
  - 5: اذهب إلى 2، 39 مرة أخرى
  - 6: 95,0 درجة مئوية لمدة 2:00،
  - 7: 20,0 درجة مئوية لمدة 1:00،
  - 8: منحى الذوبان 70 إلى 95 درجة مئوية: زيادة 0,5 درجة مئوية لمدة 0:10، "Plate Read" (قراءة اللوح)، "End" (إنهاء).
- 10- انقر "next" (التالي). انقر على الخيار الصحيح في "express load" (تحديد الحمولة) تحت علامة التبويب "plate tab" (اللوحة) (مثل "Quick Plate" 96 عيناً لجميع القنوات أو "Quick Plate" 96 عيناً SYBR فقط)، انقر على "edit" (تحرير) لإضافة الفلوروفورات أو إزالتها، وتغيير حجم العينة، وإضافة المحددات (فلوروفور واحد لكل قناة) أو انقر "Select Existing" (اختر القائم) لاختيار أحد نماذج الألواح المثبتة.
- 11- انقر "next" (التالي). وفي علامة التبويب "Start Run" (ابدأ الدورة) اختر الجهاز: TRP1 أو TRP2.
- 12- انقر على "start run" (بدء الدورة) أسفل النافذة.
- 13- ستظهر الآن نافذة "Save optical data file" (حفظ ملف البيانات البصرية). اختر الملف الملائم لحفظ البيانات.
- 14- سيبدأ الجهاز في العمل تلقائياً.
- 15- بعد انتهاء الجهاز من إجراء الاختبار، ارفع الغطاء وارفع اللوح أو الشرائط ثم ضع الغطاء، تخلص من اللوح أو الشرائط في الحاوية الزرقاء ذات الغطاء الأسود الموجودة بالقرب من الجهاز بموجب الوثيقة P09 "التخلص من النفايات".
- 16- اترك الجهاز والحاسوب في وضع التشغيل. أغلق ملف تحليل البيانات فقط.

# المختبر الوطني للصحة العمومية

|   |                 |
|---|-----------------|
| E1  | الكود:          |
| V1  | الإصدار:        |
| 2013-10-10  | نافذ من تاريخ:  |
| 2015-10-10  | يُسحب في تاريخ: |
| 3   | الصفحات:        |
|  | توقيع المميز:   |

## 9- حل المشكلات

انظر الدليل للاطلاع على المزيد من المعلومات إذا واجهتك مشكلة، أو ارجع إلى الشخص المسؤول عن الجهاز و/ أو موظف شؤون المعدات. وعند الضرورة اتصل بالمورد (بعد مشاورة أخصائي التحاليل الجينية في المستشفى/ مدير المختبر). أخطر موظف شؤون المعدات بجميع المشكلات، وسينبغي عليه تسجيل الإجراءات المتخذة في سجل "أجهزة التحليل الجيني/ تفاعل البوليميراز المتسلسل".

## 10- الوثائق ذات الصلة

- الفصل 1 "عام" من دليل الجودة
- الوثيقة P09 "التخلص من النفايات"
- جدول تشغيل جهاز تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي TRP 1 + 2 (ومنظم التتابع)، الموجود بالقرب من الجهاز
- نُظِم TRP89 للكشف عن تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي كتيب التعليمات. موجود على شبكة الإنترنت: <http://www.TRP89.com> وفي الدليل الورقي الموجود بالقرب من الجهاز في الغرفة ألف 3.
- سجل "أجهزة التحليل الجيني/ تفاعل البوليميراز المتسلسل" الغرفة ألف 3
- دليل السلامة البيولوجية في الغرفة باء 3 (مكتب موظف السلامة البيولوجية)، وباء 2 (أمين السر)، وباء 1 (مدير المختبر)، وألف 4 (غرفة الوزن).

## 11- الاستثمارات ذات الصلة

- الوثيقة A12 الاستثمارة 01 "صحيفة عمل جهاز تفاعل البوليميراز المتسلسل في الوقت الفعلي SYBR Green"
- الوثيقة P43 الاستثمارة 01 "التوجيه الأولي للموظفين"

## 12- المراجع

لا ينطبق

## 13- المرفقات

- الملحق 1 للفصل 2 من دليل الجودة "مصفوفة التفويض"