

**WHO Prequalification of In Vitro Diagnostics  
PUBLIC ASSESSMENT REPORT**

**Product: CyFlow Counter System with CD4 easy count kit  
and CD4% easy count kit  
WHO reference number: PQDx 0350-081-00**

The CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit, with product codes CY-S-3023, 05-8401, 05-8405, 05-8410, and 05-8411, manufactured by Sysmex Partec GmbH, CE-marked regulatory version, was accepted for the WHO list of prequalified in vitro diagnostics and was listed on 8 August 2018.

**Summary of WHO Prequalification Assessment for the CyFlow Counter  
System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit**

	Date	Outcome
<b>Prequalification listing</b>	8 August 2018	listed
<b>Dossier assessment</b>	24 May 2018	MR
<b>Product performance evaluation</b>	October 2017 to February 2018	MR

MR: Meets Requirements

**Report amendments and product changes**

This public report has since been amended. Amendments may have arisen because of changes to the prequalified product for which WHO has been notified and has undertaken a review. Amendments to the report are summarised in the following table, and details of each amendment are provided below.

Version	Summary of amendment and change request reference, where applicable.	Date of report amendment
2.0	Change of labelling in the safety data sheet, label and IFU for 04-4012 Hypochlorite Solution due to added H + P statement and signal word in the safety data sheet of the manufacturer of the raw material; as a consequence of adjustments to regulation on handling substances hazardous to waters (part of CLP Regulation (EC) 1272/2008)	16 October 2019
3.0	Change of storage temperature of the Sheath Fluid (Ref. No. 04-4007) from 2-25 °C to 18-30 °C. Sheath Fluid is an accessory solution for flow cytometers operated in laboratories at room temperature and does not need to be kept refrigerated. In-use	19 December 2019

	<p>and shelf life stability were tested within the temperature range of 18-30 °C. Consequently, a change of labelling material was required.</p> <p>Change in type and material of buffer bottle caps in CD4 easy count kit and CD4% easy count kit due to leakage and insufficient practicability (Corrective action CA-18005). The change involved three steps:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Change in Product Immediate container - new closure cap for buffer components</li> <li>2. Change of manual capping procedure for Machine-controlled capping using an automated production line.</li> <li>3. Automated production line performs filling and capping.</li> </ol>	
4.0	Fulfilment and closure of commitment for prequalification to further invest in a continued root cause analysis of the large negative bias observed between CD4 levels measured on the Sysmex instruments and using Sysmex assays as compared to measurements made using other CD4 measuring assays (e.g. FacsCalibur and MPL/CellMek with PLG).	30 April 2020
5.0	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substitution of Triton X-100 as part of the Count Check Beads green reagent produced by Sysmex Partec GmbH based on based on the REACH regulation that prohibits the use of TritonX-100 from 4 January 2021.</li> <li>2. Updating of the product's labelling address and intended use according to IVDR. Sysmex Partec GmbH legal company address changed from Am Flugplatz 13, 02828 Görlitz, Germany to Arndtstrasse 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany.</li> <li>3. Amendment of the intended purpose according to IVDR of CD4 easy count kit and CD4% easy count kit.</li> </ol>	21 June 2021
6.0	Change of product codes of IVDR Class A products (CyFlow Counter, Hypochlorite Solution, Count Check Beads green, Decontamination Solution, Cleaning Solution, Sheath Fluid).	12 August 2022
7.0	Relocation of production of CD4 easy count kit (05-8401) and CD4% easy count kit (05-8405) from the original site (EXBIO II & III) to the new manufacturing and logistics facility (EXBIO IV).	6 August 2024
8.0	IVDR Transition for CD4 and CD4% easy count kit (from IVDD to IVDR), including product code changes; CD4 easy count Kit (IVDD Product Code 05-8401 to IVDR product code 05-8410) and CD4% easy count kit (IVDD product code 05-8405 to IVDR product code 05-8411). Increased the shelf life from 14 to 16 months.	16 October 2024
9.0	Introduction of a filtration step (0.2 µm filter with PES membrane) during filling of the Hypochlorite Solution	4 June 2025

	manufacturing, since the risk was detected that particles can get into the solution through the filling tap.	
10.0	Translation of Instructions for Use of 8 products into Russian Language (PQC-IVD-2025-0097).	13 February 2026

### Intended use

According to Sysmex Partec GmbH, "the CD4 easy count kit is a two-component, quantitative IVD test for subpopulation labelling of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, and subsequent enumeration with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer. The CD4 T cell concentration is useful to assess the immune and clinical status of patients. It is an indicator for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. The test is intended to be performed by trained healthcare professionals and can be used for both manual sample preparation and automated use with a suitable Sysmex Partec sample preparation system."

The CD4% easy count kit is a four-component, quantitative IVD test for labelling of leukocytes and a subpopulation of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, which can then be enumerated with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer. The CD4 T cell concentration and CD4% of lymphocytes in blood samples are useful to assess the immune and clinical status of patients. They are indicators for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. The test is intended to be performed by trained healthcare professionals and can be used for both manual sample preparation and automated use with a suitable Sysmex Partec sample preparation system.

**The CyFlow Counter, accessory solutions, and assays** are intended as aid to diagnosis of immune and clinical status of patients and for monitoring, initiation or follow-up of treatment for people living with HIV. The CyFlow Counter is a manual cell analysis system designed for the determination of the absolute number of CD4+ T lymphocytes and the percentage of CD4+ cells in lymphocytes in human EDTA venous whole blood samples. The use of the CyFlow Counter is limited to healthcare professionals, trained by staff of Sysmex Partec GmbH or authorised distributors."

### Test kit contents

Component	Product code	Test/Kit
<b>Instrument</b>		
CyFlow Counter (Flow cytometer)	CY-S-3023	N/A
Software CyView 2.11	N/A	N/A
<b>CD4 easy count kit</b>		
CD4 easy count kit to count absolute CD4+ T-lymphocytes	05-8401 05-8410	100 tests
Vial containing CD4 mAb PE	05-8401-01 05-8410-01	N/A
Bottle containing no lyse buffer	05-8401-02 05-8410-02	N/A
<b>CD4% easy count kit</b>		

CD4% easy count kit to count absolute CD4+ T-lymphocytes and CD4 percentages	05-8405 05-8411	100 tests
Vial containing CD4 mAb PE	05-8405-01 05-8411-01	N/A
Vial containing CD45 mAb PE-Cy5	05-8405-02 05-8411-02	N/A
Bottle containing Buffer 1	05-8405-03 05-8411-03	N/A
Bottle containing Buffer 2	05-8405-04 05-8411-04	N/A
<b>Others</b>		
Count Check Beads green Fluorescent Bead controls for system check (correct volume pipetting)	05-4026	50 tests
Cleaning Solution	04-4017	250 ml
Sheath Fluid	04-4016	5 L, including tab
Decontamination Solution	04-4018	250 ml
Hypochlorite Solution	04-4019	250 ml

#### Items required but not provided

Item Description	Product code
Sample Tubes 3.5 ml	04-2000
A verified pipette 20 µl fix and pipette tips	please refer to manufacturers/ distributors of pipettes and pipette tips
A verified pipette 100 – 1000 µl variable and pipette tips	please refer to manufacturers/ distributors of pipettes and pipette tips
A verified pipette 10 µl fix and pipette tips (for CD4% assay)	please refer to manufacturers/ distributors of pipettes and pipette tips
Venous blood collection system with EDTA as an anticoagulant	please refer to manufacturers/ distributors of blood collection systems
Stopwatch	N/A

#### Storage

Store the antibody and buffer reagents in the dark between 2°C and 8°C. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight. Store Sheath Fluid (Ref. No. 04-4016) between 18°C and 30 °C.

**Shelf-life upon manufacture<sup>1</sup>**

16 months.

Under the storage conditions mentioned above, both the CD4 easy count kit and the CD4% easy count kit will be stable until the expiration date printed on the kit label.

**Dossier assessment**

Symex Partec GmbH submitted a product dossier for CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit as per the "*Instructions for compilation of a product dossier*" (PQDx\_018 v1). The information (data and documentation) submitted in the product dossier was reviewed by WHO staff and external technical experts (assessors) appointed by WHO.

The manufacturer's responses to the nonconformities found during dossier screening and assessment findings were accepted on 24 May 2018.

Based on the product dossier screening and assessment findings, the product dossier for CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit meets WHO prequalification requirements.

**Manufacturing site inspection**

The inspection of the manufacturing site(s) was conducted to assess whether the manufacturer's quality management system (QMS) and manufacturing practices are in alignment with:

- (i) applicable international standards, such as ISO 13485 (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes);
- (ii) the manufacturer's own documented procedures and quality requirements; and
- (iii) other relevant international standards and guidelines applicable to in vitro diagnostic (IVD) medical devices. The WHO's Public Inspection Reports are accessible at:

<https://extranet.who.int/pgweb/vitro-diagnostics/who-public-inspection-reports>

---

<sup>1</sup> The assigned device shelf-life is based on stability data generated from the date of manufacture. The finished goods shelf-life, calculated from the date of packaging completion, may be shorter depending on the time elapsed between manufacture and final packaging of the device.

## Product performance evaluation

CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit was evaluated at the Institute of Tropical Medicine (ITM) Antwerp, Belgium, which is a WHO Evaluating Laboratory for CD4 enumeration between October 2017 and February 2018. The performance evaluation was conducted using the WHO evaluation protocol (PQDx\_114), which was also approved by the in-country ethical review board in Belgium.

A total of 312 fresh venous whole blood specimens were used to study failure rates, reproducibility (intra-assay variation, inter-assay variation, inter-instrument variation, instrument precision) and agreement with the BD FACSCalibur (BD Biosciences) as the reference method using an antibody panel including CD3/CD4/CD8/CD45 monoclonal antibodies (Multiset, BD Biosciences) with Trucount tubes (Becton Dickinson). Lastly, ease of use was assessed.

The acceptance criteria were as follows: specimen failure should be less than 10%. For reproducibility studies, a percentage coefficient of variation (%CV) should be less than 15% for CD4+ T cell counts of less than or equal to 200/ $\mu$ L and %CV should be less than 10% for CD4 counts of more than 200 cells/ $\mu$ L. Compared to the reference method, the bias should be less than 10%.

Specimen failure, which was defined as failure of the instrument to provide valid results, was found to be 2.2 % for venous whole blood specimens.

Testing of fresh specimens was conducted to assess the ability of the CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit to provide reproducible results. The overall CV was less than 5% for CD4 absolute counts and CD4%. Individual CV's per CD4 category were all below 5 % for CD4 T cells, well within the WHO acceptance criteria (<10% and less than 15% for CD4 counts below 200 cells/ $\mu$ L).

The inter-instrument precision was generally below 5% for absolute CD4 counts and consistently below 5% for CD4%, well below the acceptance criteria of WHO.

For the intra-instrument precision, all blood specimens showed a %CV less than 5 % for both CD4 counts and CD4% on venous blood specimens.

The average inter-assay variability for whole blood was between 4.0 and 4.2% for CD4 %, while it was between 3.4 and 4.9% for absolute CD4 counts.

The inter-assay variability (day-to-day reproducibility) of the normal control was mostly less than 5% (one exception with 5.2%). The low controls were generally between 5-10%, which is normal for low CD4 counts. In comparison, the variability on FACS Calibur was less than 5%.

The inter-assay variability on Multi Check stabilised blood indicated that both CyFlow Counter instruments had a good inter-assay reproducibility as %CV on normal blood controls and was generally less than 5%. The %CV was higher for low controls, but this was expected as precision is decreasing with low counts (<200 CD4 cells/ $\mu$ L), but the %CV on low counts was generally smaller than 10% and, in two cases, less than 12%, well within WHO's acceptance criteria. In comparison, the %CV on FACSCalibur were less than 5% for normal controls and slightly higher for low controls (5-7%).

Carry-over of the CD4 easy count kit was 0.58%, while for the CD4% easy count kit, it was 0.92%.

Regarding the agreement with the reference method, both kits, CD4 easy count kit and CD4% easy count kit, had a clear tendency towards a negative bias compared to FACS Calibur using TruCount tubes. The relative bias was smaller than 10% for the CD4 easy count kit, thus within the WHO acceptance criteria. The relative bias of the CD4% easy count kit was -3,5%, -10,6% and -11,7% for <200, 200 – 500 and >500 cells/ $\mu$ L respectively. The reason why the CD4% easy count kit had a larger negative bias than the CD4 easy count kit is unclear.

When compared to a dual platform, both kits CD4 easy count kit and CD4% easy count kit also showed a clear tendency towards a negative bias as compared to the dual platform: FACS Calibur CD4 percentages and total lymphocyte counts from Abbott Cell Dyn Ruby haematology analyser. The relative negative bias was smaller than 10% for the CD4 easy count kit, thus within the acceptance criteria. The relative bias of the CD4% easy count kit was larger than -10% for the highest CD4 category.

Two technicians involved in the laboratory study assessed the practical use of the CyFlow Counter system. The instrument was considered easy to handle and relatively simple and straightforward to use. The start-up and closing down procedures were relatively short. The time to prepare and stain a blood sample is relatively short (15 min).

## Labelling review

The labelling submitted for the CyFlow Counter System with CD4 easy count kit and CD4% easy count kit was reviewed by WHO staff and external technical experts appointed by WHO. The review evaluated the labelling for clarity and consistency with the information submitted in the product dossier, alignment with international guidance and standards, and suitability for the intended users and settings in WHO Member States, including low- and middle-income countries.

The table below provides traceability of the labelling documents reviewed during the assessment, including document titles, version numbers, approval dates, and control identifiers.

**Controlled Labelling References**

<b>Document Type</b>	<b>Document Title</b>	<b>Version / Revision</b>	<b>Date Approved</b>	<b>Controlled Document No.</b>	<b>Attached</b>
<b>Reagent outer box</b>	CD4 Easy Count Kit (05-8401) Box Label	3	16-Sep-2022	Lab-0109-3	Yes
	CD 4 Easy Count kit (05-8410)- Box Label	2	21-July-2022	Lab-3598-2	Yes
	CD4% Easy Count Kit (05-8405) Box Label	3	16-Sep-2022	Lab-0112-3	Yes
	CD4% Easy Count Kit (05-8411) Box Label	2	21-July-2022	Lab-3621-2	Yes
<b>Reagent bottle labels</b>	Bottle Label for CD4 mAb PE	3	16-Sep-2022	Lab-0110-3	Yes
	Bottle Label for no lyse buffer	3	16-Sep-2022	Lab-0111-3	Yes
	Bottle Label for CD4 mAb PE	2	21-July-2022	Lab-3619-2	Yes
	Bottle Label for no lyse buffer	2	21-July-2022	Lab-3620-2	Yes
	Bottle Label for CD4 mAb PE	2	16-Sep-2022	Lab-0113-2	Yes
	Bottle Label for CD45 mAb PE-Cy5	2	16-Sep-2022	Lab-3503-2	Yes
	Bottle Label for Buffer 1	3	16-Sep-2022	Lab-0114-3	Yes
	Bottle Label for Buffer 2	3	16-Sep-2022	Lab-0115-3	Yes
	Bottle Label for CD4 mAb PE	2	21-July-2022	Lab-3622-2	Yes
	Bottle Label for CD45 mAb PE-Cy5	2	21-July-2022	Lab-3623-2	Yes

	Bottle Label for Buffer 1	2	21-July-2022	Lab-3624-2	Yes
	Bottle Label for Buffer 2	2	21-July-2022	Lab-3625-2	Yes
<b>Accessory labeling</b>	Count Check Beads green (05-4026) Package Label	1	18-May-2022	Lab-3683-1	Yes
	Count Check Beads green (05-4026) Bottle Label	1	18-May-2022	Lab-3687-1	Yes
	Sheath Fluid (04-4016) Box	C	11-May-2022	460-1-370-02C	Yes
	Cleaning Solution (04-4017) Package label	1	23-Mar-2022	Lab-3665-1	Yes
	Cleaning Solution (04-4017) Bottle label	1	23-Mar-2022	Lab-3667-1	Yes
	Decontamination Solution (04-4018) Package label	1	23-Mar-2022	Lab-3669-1	Yes
	Decontamination Solution (04-4018) Bottle label	1	23-Mar-2022	Lab-3671-1	Yes
	Hypochlorite Solution (04-4019) Package label	2	28-Apr-2022	Lab-3661-2	Yes
	Hypochlorite Solution (04-4019) Bottle label	2	28-Apr-2022	Lab-3663-2	Yes
<b>Instructions for Use (IFU)</b>	CD4 easy count kit 05-8401 IFU multi fold	Rev008	05-Apr-2022	CD4 easy count kit 05-8401 IFU multi fold	Yes

	CD4 easy count kit 05-8410 IFU GB EN	Rev001	13-Mar-2024	CD4 easy count kit 05-8410 IFU GB EN	Yes
	CD4perc easy count kit 05-8405 IFU multi fold	Rev009	14-Mar-2025	CD4perc easy count kit 05-8405 IFU multi fold	Yes
	CD4perc easy count kit 05-8411 IFU GB EN	Rev001	13-Mar-2024	CD4perc easy count kit 05-8411 IFU GB EN	Yes
	Cleaning Solution 04-4017 IFU GB EN	Rev001	15-Dec-2021	Cleaning Solution 04-4017 IFU GB EN	Yes
	Count Check Beads green 05-4026 IFU GB EN	Rev001	30-Nov-2021	Count Check Beads green 05-4026 IFU GB EN	Yes
	Decontamination Solution 04-4018 IFU GB EN	Rev001	15-Dec-2021	Decontamination Solution 04-4018 IFU GB EN	Yes
	Hypochlorite Solution 04-4019 IFU GB EN	Rev001	08-Nov-2021	Hypochlorite Solution 04-4019 IFU GB EN	Yes
	Sheath Fluid 04-4016 IFU GB EN	Rev001	21-Sep-2021	Sheath Fluid 04-4016 IFU GB EN	

## Labels

## CD4 Easy Count Kit (05-8401)

### Box Label

**sysmex**

**CD4 easy count kit**

Identification and enumeration of the CD4+ helper/inducer T-lymphocyte subset in human blood samples

**Contents:**  
05-8401-01 Vial containing CD4 mAb PE  
05-8401-02 Bottle containing no lyse buffer

**REF** 05-8401  
**LOT** 907090  
2024-12-16  
Σ 100

2°C 8°C

**CE** **IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Systemex Partec GmbH**  
Amdtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany

GS1-128  
  
(01)04250878900797(17)241216(10)907090  
Lab-01109-3

### Bottle Label for CD4 mAb PE

**sysmex**

CD4 easy count kit  
**CD4 mAb PE**

**REF** 05-8401-01 **LOT** 906995  
Σ 100 2025-01-06

2°C 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Systemex Partec GmbH**  
Amdtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany  
Lab-01110-3

### Bottle Label for no lyse buffer

**sysmex**

CD4 easy count kit  
**no lyse buffer**

**REF** 05-8401-02 **LOT** 906996  
Σ 100 2025-01-05

2°C 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Systemex Partec GmbH**  
Amdtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany  
Lab-01111-3

## CD 4 Easy Count kit (05-8410)

### Box label

**sysmex**

**REF** 05-8410  
**LOT** 600112

**CD4 easy count kit**

**CONTENT**  
05-8410-01 CD4 mAb PE  
05-8410-02 no lyse buffer

2022-10-16

100

2°C 8°C

**CE** 0197 **IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany  
Made in Czech Republic

**UDI**

(01)04250878904832(17)221016(10)600112

Lab-3598-2

### Bottle Label for CD4 mAb PE

**sysmex**

**REF** 05-8410-01  
**LOT** 600114

CD4 easy count kit  
**CD4 mAb PE**

2022-10-16

100

2°C 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany

Lab-3619-2

### Bottle Label for no lyse buffer

**sysmex**

**REF** 05-8410-02  
**LOT** 600117

CD4 easy count kit  
**no lyse buffer**

2022-10-16

100

2°C 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany

Lab-3620-2

## CD4% Easy Count Kit (05-8405)



## Bottle Label for Buffer 1

 CD4% easy count kit <b>Buffer 1</b>	<b>REF</b> 05-8405-03
	<b>LOT</b> 907231
<b>IVD</b>  <a href="http://www.sysmex-partec.com/services">www.sysmex-partec.com/services</a>	 2025-02-21
 $\Sigma$ 100	 2°C - 8°C
 Sysmex Partec GmbH Amdtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany	
	Lab-0114-3

## Bottle Label for Buffer 2

 CD4% easy count kit <b>Buffer 2</b>	<b>REF</b> 05-8405-04
	<b>LOT</b> 907234
<b>IVD</b>  <a href="http://www.sysmex-partec.com/services">www.sysmex-partec.com/services</a>	 2025-02-22
 $\Sigma$ 100	 2°C - 8°C
 Sysmex Partec GmbH Amdtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany	
	Lab-0115-3

## CD4% Easy Count Kit (05-8411)

### Box Label

**sysmex**

**REF** 05-8411  
**LOT** 600104

**CD4% easy count kit** 2022-10-24

**CONTENT**  
05-8411-01 CD4 mAb PE  
05-8411-02 CD45 mAb PE-Cy5  
05-8411-03 Buffer 1  
05-8411-04 Buffer 2

100  
 2°C - 8°C

**CE** 0197 **IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany  
Made in Czech Republic

**UDI**  
  
(01)04250878904849(17)221024(10)600104

Lab-3621-2

### Bottle Label for CD4 mAb PE

**sysmex**

**REF** 05-8411-01  
**LOT** 600105

**CD4% easy count kit**  
**CD4 mAb PE**

2022-10-24

100  
 2°C - 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany

Lab-3622-2

### Bottle Label for CD45 mAb PE-Cy5

**sysmex**

**REF** 05-8411-02  
**LOT** 600108

**CD4% easy count kit**  
**CD45 mAb PE-Cy5**

2022-10-24

100  
 2°C - 8°C

**IVD** [www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

**Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany

Lab-3623-2

### Bottle Label for Buffer 1

 CD4% easy count kit <b>Buffer 1</b>	<b>REF</b> 05-8411-03
	<b>LOT</b> 600119
<b>IVD</b>  <a href="http://www.sysmex-partec.com/services">www.sysmex-partec.com/services</a>	 2022-10-24
 Sysmex Partec GmbH Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany	 100  2°C  8°C 
	Lab-3624-2

### Bottle Label for Buffer 2

 CD4% easy count kit <b>Buffer 2</b>	<b>REF</b> 05-8411-04
	<b>LOT</b> 600120
<b>IVD</b>  <a href="http://www.sysmex-partec.com/services">www.sysmex-partec.com/services</a>	 2022-10-24
 Sysmex Partec GmbH Arndtstraße 11 a-b, 02826 Görlitz, Germany	 100  2°C  8°C 
	Lab-3625-2

## Count Check Beads green (05-4026)

### Package Label

	<b>REF</b> 05-4026
	<b>LOT</b> CB2109
<b>Count Check Beads green</b>	2022-12-04
	2 x 25 mL
      2°C	 8°C
 Made in Germany	Sysmex Partec GmbH Arndtstraße 11 a-b 02826 Görlitz Germany
	Phone +49 3581 8746 - 0 Fax +49 3581 8746 - 70 info@sysmex-partec.com www.sysmex-partec.com
	Lab-3683-1

### Bottle Label

	<b>REF</b> 05-4026-P01
	<b>LOT</b> CB2109
<b>Count Check Beads green</b>	2022-12-04
<b>CONC</b> 24300 / mL (+/- 10%)	25 mL
     2°C	 8°C
 Made in Germany	Sysmex Partec GmbH Arndtstraße 11 a-b 02826 Görlitz Germany
	Phone +49 3581 8746 - 0 Fax +49 3581 8746 - 70 info@sysmex-partec.com www.sysmex-partec.com
	Lab-3687-1

Sheath Fluid (04-4016)



Box Label 1



Sheath Fluid

REF 04-4016

5L



 Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz, Germany

MADE IN GERMANY

Box Label 2



**Sheath Fluid**

**REF 04-4016**


**5L**

UDI  
  
(01)04250878904788(17)250706(10)SF2403  
  
4 250878 904788

LOT **SF2403**   
04-4016

**2025-07-06** **Sheath Fluid**

Box Label 3



# Box Label 4







<b>REF</b>	04-4016	Instructions for use	EN
------------	---------	----------------------	----

**1 Identification of the IVD reagent**

<i>Name</i>	Sheath Fluid
<i>Ref. No.</i>	04-4016
<i>UDI-DI</i>	04250878904788
<i>Content</i>	5000 mL container incl. tap, ready to use

**2 Intended Purpose**

**IVD** For In Vitro Diagnostic Use.

Sheath Fluid is intended to ensure that the sample, fed to the Sysmex Partec clinical flow cytometer, will run under hydrodynamic focusing. Sample run, and Sheath Fluid consumption will be controlled via FCM software automatically. Sheath Fluid is a general laboratory accessory solution and does not provide any diagnostic information. Handling with Sheath Fluid is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

**3 Principle of the procedure**

Sheath Fluid as an accessory solution for flow cytometry will be passed through the fluidic system of the flow cytometer via vacuum pressure. Once the Sheath Fluid is running at laminar flow, the sample flow will be injected into the center of the stream, at a slightly higher pressure. The principles of hydrodynamic focusing cause the cells to align, single file in the direction of flow.

For further information, please refer to the Instructions for Use (IFU) of your flow cytometer.

**4 Storage and shelf life**

**4.1 Unopened product**  
Store at 18 - 30°C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

**4.2 Product after first opening**  
Sheath Fluid will be stable at least 7 days after first use. Always use a new clean tap after the Sheath Fluid container was first opened. Close the tap after each use, to avoid contamination.

**5 Components**  
5000 mL aqueous solution

**6 Evidence of deterioration**  
Sheath Fluid is a clear liquid. Do not use Sheath Fluid after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex Representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

**7 Precautions and warnings**  
Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

**8 Additional required equipment**

*Instrument:*  
Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)

For further information, please refer to the instruction for use (IFU) of the flow cytometer.

*Laboratory equipment:*  
A calibrated pipette and pipette tips  
Sample tube(s) compliant to the flow cytometer  
Personal protective equipment

**9 Disposal**  
Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

**10 Manufacturer**

 Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Göritz  
Germany  
Phone +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

**11 Symbols**

 Catalogue number	 Manufacturer
 Batch code	 Use-by date
 Temperature limit	 Keep dry
 CE-Mark	 Stacking limit by number
 This way up	 Use no hooks
 Consult instructions for use	 Unique device identifier
 In vitro diagnostic medical device	

**12 Date of issue or revision**

Rev.:	001	CN 2151
Rev. date:	30-09-2021	
Doc. No.:	Lab-3655-1	

## Cleaning Solution (04-4017)

### Package label



### Cleaning Solution

**REF** 04-4017  
**LOT**   
   
250 mL

**CE** **IVD**  18 °C  30 °C

---

[www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

 **Systemx Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz, Germany  
Made in Germany

Lab-3665-1

### Bottle label



**REF** 04-4017  
**LOT**   
   
250 mL

### Cleaning Solution

**CE** **IVD**  18 °C  30 °C

---

 **Systemx Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Phone +49 3581 8746 - 0  
Fax +49 3581 8746 - 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

Lab-3667-1

## Decontamination Solution (04-4018)

### Package label



# Decontamination Solution

**REF** 04-4018  
**LOT**   
   
250 mL

**CE** **IVD**  18 °C  30 °C

---

[www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

 **Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz, Germany  
Made in Germany

Lab-3669-1

### Bottle label



# Decontamination Solution

**REF** 04-4018  
**LOT**   
   
250 mL

**CE** **IVD**  18 °C  30 °C

---

 **Sysmex Partec GmbH** Phone +49 3581 8746 - 0  
Arndtstraße 11 a-b Fax +49 3581 8746 - 70  
02826 Görlitz info@sysmex-partec.com  
Germany www.sysmex-partec.com

Lab-3671-1

# Hypochlorite Solution (04-4019)

## Package label

**sysmex**

### Hypochlorite Solution

**REF** 04-4019  
**LOT**   
   
250 mL

**Danger**  
H314, H412,  
P260, P264, P280,  
P303+P361+P353, P310,  
P305+P351+P338, P501

   18 °C  30 °C

---

[www.sysmex-partec.com/services](http://www.sysmex-partec.com/services)

 **Sysmex Partec GmbH**  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz, Germany  
Made in Germany

Lab-3661-2

## Bottle label

**sysmex**

**REF** 04-4019  
**LOT**   
   
250 mL

**Hypochlorite Solution**

   18 °C  30 °C 

**Danger**  
H314, H412, P260, P264,  
P280, P303+P361+P353,  
P305+P351+P338,  
P310, P501

---

 Made in Germany  
Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Phone +49 3581 8746 - 0  
Fax +49 3581 8746 - 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

Lab-3663-2

### **Instructions for use<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> English version of the IFU was the one that was assessed by WHO. It is the responsibility of the manufacturer to ensure correct translation into other languages.



## Instructions for Use

### Identification of the IVD reagent

#### Product name:

### CD4 easy count kit

REF 05-8401

#### Content:

Vial containing CD4 mAb PE REF 05-8401-01

Bottle containing no lyse buffer (tampon sans lyse) REF 05-8401-02

#### 1 Spécification

Spécificité	Human CD4
Isotype	IgG1
Contenu	100 tests
Fluorochrome	PE
λ excitation (nm)	532 / 488
Emission maximum (nm)	578

#### 2 Intended Use

**[VD]** For In Vitro Diagnostic Use.

The CD4 easy count kit is a manual, two component, quantitative IVD test for subpopulation labelling of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, and subsequent enumeration with the Sysmex Partec CyFlow™ Counter IVD flow cytometer. The CD4 T cell concentration of blood samples is a useful indicator for the initiation or follow-up of treatment for HIV positive patients in conjunction with other laboratory and clinical findings.

The test is intended to be performed by trained healthcare professionals.

#### 3 Principle of the examination method

An aliquot of an EDTA whole-blood sample is mixed with the antibody (CD4) conjugated to the fluorochrome in a 1:1 ratio. After a fixed incubation time, the buffer is added and the sample is ready for analysis on the CyFlow™ Counter flow cytometer.

The light source excites the fluorescent dye linked with the stained cell and the emitted light is detected while a certain volume of blood sample is running through the instrument. The integrated software calculates the concentration of the dedicated cell populations. For further information, please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter.

#### 4 Storage and shelf life after first opening

##### 1. Storage

Store the antibody and buffer reagents at 2 - 8°C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight.

##### 2. Shelf life after first opening:

Always close the bottle after use and use new pipette tips each time the reagent is sampled to avoid contamination.

Keep the antibody and buffer reagent at 2 - 8°C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight.

Under these storage conditions, the CD4 easy count kit will be stable until the expiration date printed on the kit label.

#### 5 Components

CD4 mAb PE is a murine monoclonal antibody supplied in PBS buffer with 0,2% BSA and 0,09% sodium azide. No lyse buffer is a PBS-based solution containing 0,09% sodium azide.

#### 6 Evidence of deterioration

The antibody and buffer solutions are clear liquids. Do not use the reagents if there is the appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex representative.

#### 7 Precaution and warnings

Reagents contain 14 mM sodium azide as a preservative. The low concentration of sodium azide does not require hazard labelling, but the normal safety precautions for the handling of chemicals must be observed. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

#### 8 Additional required equipment

Instrument requirement:	CyFlow™ Counter (REF No.: CYS-3022 or CY-S-3023)
Required apparatus:	Sample Tubes 3.5 ml (REF No.: 04-2000) A verified pipette 20 µl and pipette tips A verified pipette 100 – 1000 µl and pipette tips Venous blood collection system with EDTA as anticoagulant Stop watch

#### 9 Reagent preparation

CD4 mAb PE (REF No.: 05-8401-01), the antibody reagent is ready to use.

No lyse buffer (REF No.: 05-8401-02), the buffer solution is ready to use.

#### 10 Primary sample collection, handling and storage

##### WARNING ⚠

*All biological specimens and material are considered as biohazards and should be handled as if capable of transmitting infection. Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.*

- The blood sample must be a venous, whole-blood sample, collected with a blood collection system which contains EDTA as anticoagulant.
- The blood sample must be transported in a dark container, protected from light and not exposed to elevated temperatures. A suitable transport container is, for example, a Styrofoam box with cooling material. Best transport conditions would be below 25 °C if transported will not take more than 6 hours after donation. For transport and storage time more than 6 hours, blood must be kept at 2 - 8 °C.
- Do not freeze and thaw the blood sample.
- For best conditions, the blood sample should be fresh, i.e. not more than six hours should have elapsed between sample collection and analysis.
- Blood samples can be used up to 24 hours after drawing if they are stored in the fridge at 2 - 8 °C.
- Before use, the sample tubes containing the blood must be inverted gently 8 to 10 times.
- Do not use clotted blood samples.

#### 11 Examination procedure

**Notice** *Reverse pipetting is critical to accuracy especially when dispensing viscous and very small sample volumes. For whole blood pipetting, we recommend using a calibrated electronic pipette which is preprogrammed to operate in the reverse pipetting mode. If an electronic pipette is not available, follow these instructions for manual reverse pipetting:*

- Depress the operating button to the second stop. Let the operating button move up completely, excess sample is drawn up into the tip.
- Depress the operating button to the first stop to expel a precise volume of blood, leaving excess sample in the tip.
- Discard pipette tip with excess blood sample in the tip into medical waste container. Please note, you must not use reverse pipetting for antibody or buffer solutions.

#### 11.1 Staining

- Invert the blood sample in the EDTA blood collection tube gently 8 to 10 times.
- Pipette 20 µl EDTA whole blood sample to the bottom of a sample tube, avoid leaving a trail of blood on the inner tube wall from pipette tip. Discard the pipette tip.
- Add 20 µl CD4 mAb PE directly into the blood sample and mix it gently, avoid leaving a trail of blood on the inner tube wall from pipette tip. Discard the pipette tip.
- The sample should not be vortexed at this stage of preparation.
- Incubate the mixture for 15 minutes at room temperature in the dark.
- Add 800 µl no lyse buffer and vortex briefly, or tap tube gently in order to mix the sample. Discard the pipette tip.
- Vortex briefly, or tap tube gently before analysing with the CyFlow™ Counter.

##### Notice

*The stained blood sample must be analysed within 2 hours after adding the no lyse buffer.*

#### 11.2 Sample analysis

Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for how to operate the instrument before analysing the samples. The start-up procedures and the internal quality control procedure must be successfully completed before sample analysis.

- Choose and load the configuration for CD4 measurement from the „menu bar of CyFlow™ Counter.
- Insert the sample tube with the prepared blood sample into the sample port.
- Start measurement.
- After sample run, the instrument stops and cleans automatically.
- Remove and dispose of blood sample in accordance with local laboratory biohazard safety procedures. Do not start a second measurement with the same sample tube. If a duplicate or repeat measurement is required, a second sample tube should be prepared as per 11.1.

#### 11.3 Data acquisition and analysis

Data analysis with the CyFlow™ Counter is only possible if the internal quality control of the instrument was successful.

Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for proper start-up procedure and maintenance of the device, if necessary.

The CD4 T-cell counting result will be displayed on the screen.

If the histogram does not show a clear peak of the CD4 positive stained T-cells, the sample preparation and measurement must be repeated. Results will be incorrect if gate positioning is not done precisely.

Be careful not to gate monocytes as CD4 positive stained cells if CD4 concentration is extremely low in a patient blood sample.

#### 12 Calculation of examination results

Calculation of the cell concentration is part of the software-based data analysis, which provides the result in CD4 cells per µl blood sample after each measurement.

For further information, please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter.

#### 13 Interpretation of results

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is one of the main reasons for CD4 cell depletion, which debilitates the immune system. Results should be interpreted by physicians, in conjunction with the locally applicable HIV treatment guidelines.

#### 14 Control procedure

Appropriate quality control should be performed according to local and national regulations. A variety of standardized blood samples are available on the market, only a few are suitable when using certain flow cytometer. For further information, please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter.

For specimen testing and contact your local Sysmex representative. For further information about the use of adequate control material, please contact your local Sysmex representative.

#### 15 Performance characteristics

##### 15.1 Specificity

The mouse monoclonal antibody MEM-241 recognizes the human CD4 antigen, a transmembrane glycoprotein (55 kDa) of the immunoglobulin superfamily, present on a subset of T-lymphocytes ("helper/inducer" T-cells) and expressed at a lower level on monocytes, tissue macrophages and granulocytes. HCDM (former HLDA VIII) Meeting, May 2006, Québec, Canada; WS Code M241 Detection capability. The evaluation for Limit of Blank (LoB), Limit of Detection (LoD) and Limit of Quantitation (LoQ) was carried out according to the specifications in the guideline CLSI EP17-A2.

LoB:  $\leq 50\%$  of LoD

LoD:  $\leq 20$  CD4 cells/µl

LoQ:  $\leq 40$  CD4 cells/µl

##### 15.2 Repeatability

Intra- and inter-assay variation:

CV values are less than 10% for CD4 values of 200 CD4 T-cells/µl or above.

CV values are less than 15% for CD4 absolute values below 200 CD4 T-cells/µl.

##### 15.3 Linearity

The measuring range of the assay and linearity of the measurement are valid over the range:

CD4 absolute: 40-2500 CD4 T-cells/µl

##### 15.4 Trueness

EDTA whole blood specimen were stained with CD4 easy count kit and analysed on the CyFlow™ Counter. CD4 absolute values were compared with results from a BD FACSCalibur using BD Tritest CD3/CD4/CD45 and BD Trucount tubes and showed a bias of -15,13% between both methods.

#### 16 Limitations

**CAUTION ⚠** *Sysmex Partec CD4 easy count kits (05-8401) have not been validated for use with pediatric and adolescent patients.*

**CAUTION ⚠** *Patient measurements of CD4 and CD4% made using Sysmex Partec assays should not be used independently with other manufacturers' methods of determining CD4 and CD4%. Use the assays only with the Sysmex Partec instruments. Values obtained using other equipment or assays may not be interchangeable.*

Different endogenous and exogenous substances were tested regarding the CLSI EP07-A2 guideline for possible interfering effects which could have an influence to the blood sample analysis. Finally,  $\geq 18\%$  haemolysis (induced by using the protocol recommended in the CLSI EP07-A2, Appendix G, G1 - Osmotic Shock Procedure) was observed to show an interfering effect. For that reason haemolyzed samples should be rejected. For further questions regarding the performance of the product, please contact your local Sysmex representative.

#### 17 Literature references

- M. Fryland, P. Chaillet, R. Zachariah, A. Barnaba, L. Bonte, R. Andreassen, S. Charrondière, R. Teck, O. Didakus. (2006). The Partec CyFlow Counter™ could provide an option for CD4+ T-cell monitoring in the context of scaling-up antiretroviral treatment at the district level in Malawi. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 100(10),980-5
- L. Zijenah, G. Kadzirange, S. Madzime, M. Borok, C. Mudwira, O. Tobaiwa, M. Mucheche, S. Rusakaniko, D. Katzenstein. (2006). Affordable flow cytometry for enumeration of absolute CD4+ T-lymphocytes to identify subtype C HIV-1 infected adults requiring antiretroviral therapy (ART) and monitoring response to ART in a resource-limited setting. Journal of Translational Medicine 4:33
- H. Karcher, D. Bohning, R. Downing, S. Mashate, G. Harms. (2006). Comparison of two alternative methods for CD4+ T-cell determination (Coulter manual CD4 count and CyFlow) against standard dual platform flow cytometry in Uganda. Clinical Cytometry, 70B (3):163-69
- S. Kohreandom, S. Dettraira. (2012). Evaluation of the Partec Single-Platform Volumetric CyFlow® Counter System for Determining Percentage and Absolute Numbers of CD4 T Lymphocytes in HIV/AIDS Thai Patients. Thai AIDS J, 25:1-10
- D. Wade, P.A. Diaw, G. Daneau, M. Camara, T.N. Dieye, S. Mboup, L. Kestens. (2013). CD4 T-Cell Enumeration in a Field Setting: Evaluation of CyFlow Counter Using the CD4 Easy Count Kit-Dry and Pima CD4 Systems. PLoS ONE, 8(9): e75484

#### 18 Contact of manufacturer

	<b>Manufacturer</b> Sysmex Partec GmbH Arndtstraße 11 a-b 02826 Görlitz, Germany www.sysmex-partec.com	Tel +49 3581 8746 0 Fax +49 3581 8746 70 E-mail: info@sysmex-partec.com
---	--	---

#### 19 Version number of IFU and date of issue

Revision: Rev-008\_05-04-2022\_CN 2452  
Sysmex Partec GmbH

Safety Data Sheet for this product is available at www.sysmex-partec.com/services.

### Identifikation des IVD-Reagens

#### Produktname:

### CD4 easy count kit

REF 05-8401

#### Inhalt:

Ampulle mit CD4 mAb PE REF 05-8401-01

Flasche mit No-Lyse-Puffer REF 05-8401-02

#### 1 Spezifikation

Spezifität	Humanes CD4
Isotyp	IgG1
Inhalt	100 Tests
Fluorochrom	PE
λ Anregung (nm)	532 / 488
Emissionsmaximum (nm)	578

#### 2 Zweckbestimmung

**[VD]** In-vitro-Diagnostikum.

Das CD4 easy count kit ist ein manueller, quantitativer 2-Komponenten-In-vitro-Test für die Markierung von Lymphozyten-Untergruppen in venösen EDTA-Vollblutproben von Erwachsenen und deren anschließender Auszählung mit dem Sysmex Partec IVD-Flowzytometer CyFlow™ Counter. Die Konzentration der CD4-positiven T-Helferzellen in Blutproben ist in Verbindung mit anderen Laborwerten und klinischen Befunden ein nützlicher Indikator für die Einleitung der Behandlung HIV-positiver Patienten und die Nachsorge. Der Test ist nur von geschulten medizinischen Fachkräften durchzuführen.

#### 3 Prinzip des Untersuchungsverfahrens

Ein Aliquot einer EDTA-Vollblutprobe wird mit dem an das Fluorochrom konjugierten Antikörper (CD4) in einem Verhältnis von 1:1 gemischt. Nach einer bestimmten Inkubationszeit wird der Puffer hinzugegeben; nun kann die Analyse der Probe in einem CyFlow™ Counter-Flowzytometer erfolgen. Die Lichtquelle regt den Fluoreszenzfarbstoff an, mit dem die Zellen markiert wurden, und das emittierte Licht wird, während ein bestimmtes Volumen der Blutprobe das Instrument durchläuft, detektiert. Die Konzentration der spezifischen Zellpopulation wird von der integrierten Software berechnet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter.

#### 4 Lagerung und Haltbarkeitsdauer nach dem ersten Öffnen

1. Lagerung: Das Antikörper- und Pufferreagenzien bei 2 – 8 °C im Dunkeln aufbewahren. Nicht einfrieren oder erhöhten Temperaturen aussetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

2. Haltbarkeitsdauer nach dem ersten Öffnen: Die Flasche nach jedem Gebrauch wieder verschließen und für jede weitere Entnahme des Reagens neue Pipettenspitzen verwenden, um eine Verunreinigung zu vermeiden.

Das Antikörper- und Pufferreagenz bei 2 - 8 °C im Dunkeln aufbewahren. Nicht einfrieren oder erhöhten Temperaturen aussetzen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Unter Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen ist das CD4 easy count kit bis zum Verfallsdatum auf dem Etikett des Kits stabil.

#### 5 Bestandteile

CD4 mAb PE ist ein muriner monoklonaler Antikörper in PBS-Puffer mit 0,2 % BSA und 0,09 % Natriumazid. No-Lyse-Puffer ist eine Lösung auf PBS-Basis, die 0,09 % Natriumazid enthält.

#### 6 Anzeichen von Verderb

Die Antikörper- und Pufferlösungen sind klare Flüssigkeiten. Die Reagenzien nicht verwenden, falls Trübungen oder Verunreinigungen auftreten.

Bei Fragen zur Leistung oder Qualität des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Sysmex-Vertretung.

#### 7 Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Die Reagenzien enthalten 14 mM Natriumazid als Konservierungsstoff. Die geringe Konzentration von Natriumazid erfordert keine Gefahrenkennzeichnung, jedoch sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) für eine vollständige Liste von Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

#### 8 Zusätzlich erforderliche Ausrüstung

Erforderliche Instrumente: CyFlow™ Counter (REF No.: CYS-3022 oder CY-S-3023)

Benötigte Ausrüstung: Sample Tubes 3.5 ml (REF No.: 04-2000)  
Eine verifizierte 20-µl-Pipette und Pipettenspitzen  
Eine verifizierte 100- bis 1000-µl-Pipette und Pipettenspitzen  
System zur venösen Blutentnahme mit EDTA als Antikoagulations-Stoppphr

#### 9 Reagensvorbereitung

CD4 mAb PE (REF No.: 05-8401-01), das Antikörperreagenz ist gebrauchsfertig. No-Lyse-Puffer (REF No.: 05-8401-02), die Pufferlösung ist gebrauchsfertig.

#### 10 Entnahme, Handhabung und Lagerung der Primärprobe

##### WARNING ⚠

*Alle biologischen Proben und Materialien sind als gefährliches biologisches Material und als potenziell infektiös zu behandeln. Es sind angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren zur Handhabung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften anzuwenden.*

- Bei der Blutprobe muss es sich um eine venöse Vollblut-Probe handeln, die mithilfe eines Blutentnahmesystems entnommen wurde, das EDTA als Antikoagulas verwendet.
- Die Blutprobe ist in einem dunklen, vor Licht geschützten Behälter zu transportieren und darf nicht erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden. Ein geeigneter Transportbehälter ist z. B. eine Styroporbox mit Kühlung. Die besten Transportbedingungen würden unter 25 °C liegen, wenn der Transport nicht länger als 6 Stunden nach der Spende dauern würde. Für eine Transport- und Lagerzeit von mehr als 6 Stunden muss das Blut bei 2 - 8 °C aufbewahrt werden.
- Die Blutprobe nicht einfrieren und wieder auftauen.
- Optimale Bedingungen sind bei Verwendung einer frischen Blutprobe gegeben, d. h. es sollten nicht mehr als sechs Stunden zwischen der Blutentnahme und der Analyse liegen.
- Bei Lagerung im Kühlschrank bei 2-8 °C können Blutproben bis zu 24 Stunden nach der Entnahme verwendet werden.
- Vor der Anwendung die Probenröhrchen 8- bis 10-mal vorsichtig umdrehen.
- Keine geronnenen Blutproben verwenden.

#### 11 Untersuchungsverfahren

##### Hinweis

*Reverses Pipettieren ist entscheidend für die Genauigkeit, insbesondere bei der Abgabe viskoser und sehr kleiner Probenmengen. Für das Pipettieren von Vollblut empfehlen wir die Verwendung einer kalibrierten elektronischen Pipette, die für den Betrieb im reversen Pipettiermodus vorgeprogrammiert ist. Steht keine elektronische Pipette zur Verfügung, führen Sie das reverse Pipettieren gemäß den folgenden Anweisungen manuell durch:*

- Bedienknopf bis zum zweiten Anschlag herunterdrücken. Bedienknopf vollständig zurückgeben lassen. Es wird eine größere Menge Probe in die Spitze aufgezogen.
- Bedienknopf bis zum ersten Anschlag herunterdrücken, um ein genaues Blutvolumen abzugeben. Anschließend den Herstellungsrest der Probe in der Spitze.
- Pipettenspitze mit dem verbleibenden Rest der Blutprobe in einen Behälter für medizinische Abfälle entsorgen.

*Beachten Sie bitte, dass reverses Pipettieren nicht für Antikörper- oder Pufferlösungen eingesetzt werden darf.*

#### 11.1 Markierung

- Die Blutprobe im EDTA-Blutentnahmeröhrchen 8- bis 10-mal vorsichtig umdrehen.
- 20 µl EDTA-Vollblutprobe auf den Boden eines Probenröhrchens pipettieren. Dabei keine Blutspuren von der Pipettenspitze auf der Röhrcheninnenwand hinterlassen. Entsorgen Sie die Pipettenspitze.
- 20 µl CD4 mAb PE direkt in die Blutprobe geben und vorsichtig mischen. Dabei keine Blutspuren von der Pipettenspitze auf der Röhrcheninnenwand hinterlassen. Entsorgen Sie die Pipettenspitze.
- Probe zu diesem Zeitpunkt nicht vortexen.
- Inkubation für 15 Minuten bei 15-30 °C im Dunkeln.
- 800 µl No-Lyse-Puffer hinzugeben und kurz vortexen oder das Röhrchen sanft aufklopfen, um die Probe zu mischen. Entsorgen Sie die Pipettenspitze.
- Vor der Analyse mit dem CyFlow™ Counter kurz vortexen oder das Röhrchen sanft aufklopfen.

##### Hinweis

*Nach der Zugabe von No-Lyse-Puffer müssen die Proben innerhalb von 2 Stunden analysiert werden.*

## Benutzerhandbuch

#### 11.2 Probenanalyse

Bitte vor der Probenanalyse das Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter für die Verwendung des Geräts beachten. Vor der Probenanalyse müssen die Verfahren zur Inbetriebnahme und internen Qualitätskontrolle erfolgreich abgeschlossen worden sein.

- Wählen und laden Sie die Konfiguration für die CD4-Messung aus der Menüleiste des CyFlow™ Counter.
- Das Probenröhrchen mit dem aufbereiteten Blut in den Probenport stellen.
- Die Messung starten.
- Nach dem Probendurchlauf stoppt das Instrument und wird automatisch gereinigt.
- Die Blutprobe entnehmen und gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften in Bezug auf biogefährliche Materialien in Labors entsorgen.

Keine erneut Messung mit demselben Probenröhrchen durchführen. Wenn eine Zweifachmessung oder die Wiederholung der Messung erforderlich ist, muss ein zweites Probenröhrchen wie unter 11.1 beschrieben vorbereitet werden.

#### 11.3 Datenerfassung und -analyse

Die Datenanalyse kann erst erfolgen, wenn die interne Qualitätskontrolle des CyFlow™ Counter erfolgreich abgeschlossen wurde.

Im Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter finden Sie eine Beschreibung der korrekten Inbetriebnahme und Wartung des Geräts.

Die CD4-T-Zellzahl wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zeigt das Histogramm keine eindeutige Erhöhung der markierten CD4-positiven T-Zellen an, muss die Probenvorbereitung und -messung wiederholt werden. Achten Sie darauf, Monozyten nicht als markierte CD4-positive Zellen zu gaten, wenn die CD4-Konzentration der Patientenblutprobe sehr niedrig ist.

#### 12 Berechnung der Untersuchungsergebnisse

Die Berechnung der Zellkonzentration erfolgt im Rahmen der Software-basierten Datenanalyse. Die Ergebnisse werden nach jeder Messung als CD4-Zellen pro µl Blutprobe dargestellt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter.

#### 13 Interpretation der Ergebnisse

Das Humane Immunodefizienzvirus (HIV) ist einer der Hauptgründe für die CD4-Zellkonzentrie, die das Immunsystem beeinträchtigt. Die Ergebnisse sollten von Ärzten in Verbindung mit lokal anwendbaren HIV-Behandlungsschritten interpretiert werden.

#### 14 Kontrollverfahren

Es sollte eine geeignete Qualitätskontrolle gemäß den geltenden nationalen Laborschriften durchgeführt werden.

Im Handel ist ein breites Angebot an stabilisierten Blutproben erhältlich, jedoch sind bei Verwendung bestimmter Flowzytometer nur wenige geeignet.

Wenn das Annahmekriterium des betreffenden Kontrollmaterials nicht erfüllt ist, die Patientenprobe nicht analysieren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihre nächstgelegene Sysmex-Vertretung.

Weitere Informationen über die Verwendung geeigneten Kontrollmaterials können Sie ebenfalls bei Ihrer nächstgelegenen Sysmex-Vertretung erhalten.

#### 15 Leistungsmerkmale

##### 15.1 Spezifität

Der monoklonale Maus-Antikörper MEM-241 erkennt das humane CD4-Antigen, ein transmembranes Glykoprotein (55 kDa) der Immunoglobulin-Superfamilie, das auf einer Untergruppe von T-Lymphozyten (T-Helferzellen) exprimiert wird, sowie in geringererem Maße auf Monocyten, Gewebemakrophagen und Granulozyten. HCDM (ehemals HLDA VIII) Meeting, Mai 2006, Québec, Kanada; WS Code M241

##### 15.2 Nachweisfähigkeit

Die Leerwert-Obergrenze (Limit of Blank, LoB), die Nachweisgrenze (Limit of Detection, LoD) und die Quantifizierungsgrenze (Limit of Quantitation, LoQ) wurden gemäß den Spezifikationen der Richtlinie CLSI EP17-A2 ermittelt.

LoB:  $\leq 50\%$  der LoD

LoD:  $\leq 20$  CD4-Zellen/µl

LoQ:  $\leq 40$  CD4-Zellen/µl

##### 15.3 Reproduzierbarkeit

Intra- und Inter-Assay-Varianz:

Die CV-Werte für CD4-Werte  $\geq 200$  CD4-T-Zellen/µl liegen unter 10 %.

Die CV-Werte für absolute CD4-Werte  $\geq 200$  CD4-T-Zellen/µl liegen unter 15 %.

##### 15.4 Linearität

Der Messbereich des Assays und die Linearität der Messungen gelten für den folgenden Bereich: Absoluter CD4-Wert: 40-2500 CD4-T-Zellen/µl.

##### 15.5 Richtigkeit

EDTA-Vollblutproben wurden mit dem CD4 easy count kit markiert und im CyFlow™ Counter analysiert. Die absoluten CD4-Werte wurden mit Ergebnissen eines BD FACSCalibur unter Verwendung von BD Tritest CD3/CD4



## Instrucciones de uso

Identificación del reactivo para DIV

Nombre del producto:

**Kit CD4 easy count** REF 05-8401

Contenido:

Vial con mAb CD4-PE REF 05-8401-01  
Botella con solución amortiguadora sin lisís REF 05-8401-02

1 Descripción	CD4 humano
Isotipo	IgG1
Contenido	100 testes
Fluorocromo	PE
λ excitación (nm)	532 / 488
Emisión máxima (nm)	578

### 2 Uso previsto

[V] Para diagnóstico in vitro.

El kit CD4 easy count es un test cuantitativo manual de DIV de dos componentes para el marcaje de sub-poblaciones de linfocitos en sangre entera venosa adulta con EDTA y la subsiguiente enumeración con el citómetro de flujo para DIV CyFlow™ Counter de Sysmex Partec. La concentración de linfocitos T CD4 de las muestras de sangre es un indicador útil para iniciar o supervisar el tratamiento de personas infectadas por VIH junto con otros hallazgos clínicos y de laboratorio.

El test está previsto para su uso por parte de profesionales sanitarios con la formación correspondiente.

### 3 Principio del método de análisis

Se mezcla una alícuota de una muestra de EDTA de sangre completa con el anticuerpo (CD4) conjugado con el fluorocromo en una proporción 1:1. Tras un tiempo fijo de incubación, se añade la solución amortiguadora y la muestra está lista para su análisis en un citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el colorante fluorescente unido a la célula teñida; se detecta la luz emitida durante el paso de un determinado volumen de sangre a través del instrumento. La concentración de la población ce-lular calculada se calcula con el software integrado.

### 4 Almacenamiento y tiempo de conservación tras abrir por primera vez

1. Almacenamiento: Almacene los reactivos de anticuerpos y solución amortiguadora en un lugar oscuro a 2-8 °C. No congele ni exponga los reactivos a temperaturas elevadas o a la luz solar directa.

2. Tiempo de conservación tras abrir por primera vez: Cierre siempre la botella después de su uso y utilice puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. Mantenga el reactivo de anticuerpos y solución amortiguadora en un lugar oscuro a 2-8 °C. No congele ni exponga los reactivos a temperaturas elevadas o a la luz solar directa. Si tiene alguna pregunta con respecto al funcionamiento o la calidad del producto recibido, contacte con su representante local de Sysmex.

5 **Componentes**
mAb CD4-PE es un anticuerpo monoclonal murino suministrado en una solución amortiguadora PBS con un 0,2% de SAB y un 0,09% de azida de sodio. La solución amortiguadora sin lisís es una solución con base de PBS que contiene un 0,09% de azida de sodio.

### 6 Indicios de deterioro

El reactivo de anticuerpos y la solución amortiguadora son líquidos transparentes. No utilice el reactivo si aparece cualquier tipo de turbidez o contaminación. Si tiene alguna pregunta con respecto al funcionamiento o la calidad del producto recibido, contacte con su representante local de Sysmex.

### 7 Precaución y advertencias

Los reactivos contienen 14 mM de azida de sodio como conservante. Dada su reducida concentración de azida de sodio, no requiere un etiquetado como producto de riesgo, pero se deben observar las precau-ciones de seguridad normales para la manipulación de sustancias químicas. Consulte la ficha técnica de segu-ridad para obtener una lista completa de advertencias y precauciones.

### 8 Equipamiento adicional necesario

Instrumental necesario: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 o CY-S-3023)

Equipamiento requerido: Tubos de ensayo de 3,5 ml (REF No.: 04-2000) Una pipeta verificada de 20 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 100-1000 µl y puntas de pipeta Sistema de extracción de sangre venosa con EDTA como anticoagulante Cronómetro

### 9 Preparación del reactivo

mAb CD4-PE (REF No.: 05-8401-01), el reactivo de anticuerpos está listo para su uso. Solución amortiguadora sin lisís (REF No.: 05-8401-02), la solución amortiguadora está lista para su uso.

### 10 Principios básicos de extracción, manipulación y almacenamiento de muestras

**ADVERTENCIA** ⚠ *Todas las muestras y materiales biológicos se consideran material de riesgo biológico y deberán manipularse como si fueran potencialmente infecciosos. Se deben observar las precauciones de seguridad y procedimientos de manipulación adecuados conforme a la legislación y normativa.*

- La muestra de sangre debe ser una muestra de sangre entera venosa, extraída con un sistema de ex-tracción de sangre que contenga EDTA como anticoagulante.
- La muestra de sangre debe transportarse en un contenedor oscuro, protegido de la luz y no expuesto a temperaturas elevadas. Un contenedor de transporte adecuado es, por ejemplo, una caja de poliestireno extruido con material refrigerante. Las mejores condiciones de transporte estarían por debajo de los 25 °C si el transporte no durará más de 6 horas después de la donación. Para el transporte y el tiempo de almacenamiento se más de 6 horas, la sangre debe mantenerse a 2 - 8 °C.
- No se puede congelar y descongelar la muestra de sangre.
- En condiciones óptimas la muestra de sangre debería ser reciente, es decir, no debería haber pasado más de seis horas entre la extracción y el análisis de la muestra.
- Las muestras de sangre se pueden utilizar hasta 24 horas después de la extracción si se almacenan en un frigorífico a 2-8 °C.
- Los tubos con las muestras de sangre se deben vóltar con suavidad de 8 a 10 veces antes de ser uti-lizados.
- No utilice muestras de sangre coagulada.

### 11 Procedimiento de análisis

**Aviso**

*El pipeteado inverso es fundamental para la precisión, en particular cuando se dispensan volúmenes de muestra viscosos y muy pequeños. Para el pipeteado de sangre completo, recomendamos emplear una pipeta electrónica calibrada que esté preprogramada para funcionar en modo de pipeteado inverso. Si no hay disponible una pipeta electrónica, siga las presentes instrucciones para llevar a cabo un pipeteado inverso manual.*

- Presione el botón de funcionamiento hasta el segundo tope. Deje que el botón de funcio-namiento ascenda por completo; la muestra sobrante se aspirará a la punta.
- Presione el botón de funcionamiento hasta el primer tope para expulsar un volumen con-creto de sangre, dejando así la muestra sobrante dentro de la punta.
- Elimine la punta de la pipeta que contiene la muestra de sangre sobrante en un contene-dor para residuos médicos.

*Tenga en cuenta que no debe utilizar el pipeteado inverso para soluciones de anti-cuerpos ni soluciones tampón.*

- 11.1 Tinción**
  - Vóltex con suavidad de 8 a 10 veces el tubo de extracción de sangre con EDTA que contiene la muestra de sang
  - Pase con la pipeta 20 µl de la muestra de sangre entera con EDTA al fondo de un tubo de muestra y evite manchar la pared interior del tubo con la sangre de la punta de la pipeta. Desesche la punta de la pipeta.
  - Añada 20 µl de mAb CD4-PE directamente en la muestra de sangre y mézclelo suavemente, evitando manchar la pared interior del tubo con la sangre de la punta de la pipeta. Desesche la punta de la pipeta.
  - Muestra en este momento no lo hacen vórtice.

- Incubar la mezcla durante 15 minutos a 15-30 °C en la oscuridad.
- Añada 80 µl de la solución amortiguadora sin lisís y agite brevemente con la agitadora vortical, o bien golpee suavemente el tubo para mezclar la muestra. Desesche la punta de la pipeta.
- Agite brevemente mediante agitadora vortical, o bien golpee suavemente el tubo antes del análisis con el CyFlow™ Counter.

**Aviso** *Las muestras se deben analizar en un periodo máximo de 2 horas tras la adición de la solución amortiguadora sin lisís.*

### 11.2 Análisis de la muestra

En las instrucciones de uso de CyFlow™ Counter puede consultar el modo de empleo del equipo antes de analizar las muestras. Los procedimientos de puesta en marcha y el proceso de control de calidad interno deben completarse con éxito antes de iniciar el análisis de la muestra.

- Elija y cargue la configuración para la medición de CD4 desde la barra de menú del CyFlow™ Counter.
- Inserte el tubo de muestras con la muestra de sangre preparada en el acoplamiento para muestras.
- Inicie la medición.
- Tras el análisis de la muestra, el dispositivo se detiene y se limpia automáticamente.
- Retire y desesche la muestra de sangre conforme a los procedimientos locales de seguridad en laborato-rio frente a riesgos biológicos.

No inicie una segunda medición con el mismo tubo de muestras. Si se requiere una repetición de la medi-ción, se debe preparar un segundo tubo de muestras conforme a 11.1.

### 11.3 Adquisición y análisis de datos

El análisis de datos con CyFlow™ Counter solo es posible si el control de calidad interno del instrumento ha resultado satisfactorio.

Consulte las instrucciones de uso del CyFlow™ Counter para realizar, si fuera necesario, el procedimiento de inicio y mantenimiento del dispositivo de forma adecuada. El resultado del recuento de las células T CD4 aparecerá en la pantalla. Si el histograma no muestra un pico claro de las células T con tinción positiva para CD4, se deben repetir la preparación de la muestra y la medición. Los resultados serán incorrectos si no se realiza una acotación precisa. Asegúrese de no acotar monocitos como células con tinción positiva para CD4 si la concentración de CD4 es extremadamente baja en la muestra de sangre de un paciente.

### 12 Cálculo de los resultados del análisis

El cálculo de la concentración celular forma parte del análisis de datos informático, el cual suministra el re-sultado en células CD4 por µl de muestra de sangre después de cada medición. Para más información, consulte las instrucciones de uso de CyFlow™ Counter.

### 13 Interpretación de los resultados

El virus de la inmu-nodeficiencia hu-mana (VIH) es uno de los principales motivos del ago-tamiento de las células CD4, que debilita el sistema inmunitario. Las respuestas deben ser interpretadas por los médicos, en conjunción con las pausas de trata-miento del VIH aplicables local-mente.

### 14 Procedimiento de control

Se debe realizar un control de calidad apropiado conforme a las normativas nacionales para laboratorios. Se han comercializado diversas muestras de sangre estabilizada, pero solo unas pocas son adecuadas cuando se utilizan determinados citómetros de flujo. Si no se cumple el criterio de aceptación del material de control específico, no prosiga con el análisis de la muestra del paciente y póngase en contacto con su representante local de Sysmex.

Para más información sobre el uso de material de control adecuado, póngase en contacto con su represen-tante local de Sysmex.

### 15 Eficacia diagnóstica

15.1 **Especificidad**
El anticuerpo monoclonal murino MEM-241 reconoce el antígeno humano CD4, una glicoproteína trans-membranaria (55 kDa) de la superfamilia de las inmunoglobulinas, presente en un subconjunto de linfocitos T (células T cooperadoras/inductoras) y expresada en menor medida en monocitos, macrófagos y granulo-citos. Congreso de HCDM (anteriormente HXDA VIII), mayo de 2006, Quebec, Canadá. Código WS: M241.

### 15.2 Capacidad de detección

La evaluación del límite de inclusión (LI), el límite de detección (LD) y el límite de cuantificación (LC) se realizó de acuerdo con las indicaciones de la directriz CLSI EP17-A2.

LI: ≤50% del LD
LD: ≤20 células CD4/µl
LC: ≤40 células CD4/µl

### 15.3 Repetibilidad

Variación intra e interanalíticas:

Los valores de volumen celular suponen menos del 10% para valores de CD4 > 200 células T CD4/µl. Los valores de volumen celular suponen menos del 15% para valores absolutos de CD4 inferiores a 200 células T CD4/µl.

### 15.4 Linealidad

El intervalo de medición del ensayo y la linealidad de la medición son válidos en el intervalo: CD4 absoluto: 40–2500 células T CD4/µl.

### 15.5 Veracidad

Las muestras de sangre entre con EDTA se tificaron con el kit CD4 easy count y se analizaron en el CyFlow™ Counter. Se compararon los valores de CD4 absoluto con los resultados de un BD FACSCalibur utilizando BD Tritest CD3/CD4/CD45 y tubos BD Trucount y se puso de manifiesto una divergencia del -22,56% entre ambos métodos.

### 16 Limitaciones

*El uso de los kits de Sysmex Partec CD4 easy count (05-8401) no está validado para pacientes pediátricos y adolescentes.*

**CUIDAD** ⚠ *Las mediciones en pacientes de CD4 y CD4% mediante las pruebas de Sysmex Partec no deben utilizarse para determinar CD4 y CD4% con métodos de otros proveedores. Utilizar las pruebas exclusivamente con los instrumentos de Sysmex Partec. Es posible que los valores obtenidos mediante otros equipos o pruebas no sean intercambiables.*

Se analizaron diferentes sustancias endógenas y exógenas conforme a la directriz CLSI EP07-A2 para detectar posibles efectos de interferencia que pudieran influir en el análisis de la muestra de sangre. Finalmen-te, se observó un >18% de hemólisis (provocada por el uso del protocolo recomendado en CLSI EP07-A2, apellido G, G1), «Procedimiento de choque osmótico» como muestra de un efecto de interferencia. Por ese motivo, se deben reconocer las muestras hemolizadas. Si tiene alguna pregunta más con respecto al funcionamiento del producto, póngase en contacto con su re-presentante local de Sysmex.

### 17 Referencias bibliográficas

- M. Fryland, P. Chaillet, R. Zachariah, A. Barnaba, L. Bonte, R. Anderaessen, S. Charrondière, R. Teck, O. Didikus. (2006). The Partec CyFlow Counter™ could provide an option for CD4+ T-cell monitoring in a resource-limited setting. Journal of Translational Medicine 4:33.
- L. Zijenah, G. Kadzirange, S. Madzime, M. Borok, C. Mudwa, O. Tobaia, M. Mucheche, S. Rusakaniko, D. Katzenstein. (2006). Affordable flow cytometry for enumeration of absolute CD4+ T-lymphocytes to identify subtype C HIV-1 infected adults requiring antiretroviral therapy (ART) and monitoring response to ART in a resource-limited setting. Journal of Translational Medicine 4:33.
- H. Karcher, D. Bohning, R. Downing, S. Mashate, G. Harms. (2006). Comparison of 20 alternative me-thods for CD4+ T-cell determination (Coulter manual CD4 count and CyFlow) against standard dual platform flow cytometry in Uganda. Clinical Cytometry, 70B (3):163-69
- S. Kohreandorn, S. Dettraira. (2012). Evaluation of the Partec Single-Platform Volumetric CyFlow® Counter System for Determining Percentage and Absolute Numbers of CD4 T Lymphocytes in HIV/AIDS Thai Patients. Thai AIDS J, 25:1-10
- D. Wade, P.A. Daw, G. Daneau, M. Camara, T.N. Dyeie, S. Mboup, L. Kestens. (2013). CD4 T-Cell Enumeration in a Field Setting: Evaluation of CyFlow Counter Using the CD4 Easy Count Kit-Dry and Pima CD4 Systems. PLoS ONE, 8(9): e75484

### 18 Contacto del fabricante

	<b>Fabricante</b> Sysmex Partec GmbH Amdtstraße 11 a-b 02826 Goritz, Alemania www.sysmex-partec.com	Tel +49 3581 8746 0 Fax +49 3581 8746 70 E-mail: info@sysmex-partec.com
--	---	---

### 19 Número de versión de las instrucciones de uso y fecha de publicación

Revisión: Rev-008\_05-04-2022\_CN 2452

Publicado por: Sysmex Partec GmbH

Puede consultar la ficha técnica de seguridad de este producto en www.sysmex-partec.com/services.

Identificação do reagente IVD

Nome do produto:

**CD4 easy count kit** REF 05-8401

Conteúdo:

Recipiente contendo CD4 mAb PE REF 05-8401-01  
Flaco com tampão sem lise REF 05-8401-02

### 1 Especificação

Especificidade	CD4 humano
Isotipo	IgG1
Conteúdo	100 testes
Fluorocromo	PE
λ excitacao (nm)	532 / 488
Máximo de emissão (nm)	578

### 2 Uso previsto

[V] Para uso no diagnóstico in vitro.

O CD4 easy count kit é um teste IVD manual quantitativo com dois componentes, para a marcação de uma subpopulação de linfócitos em sangue total EDTA venoso de adulto e enumeração subsequente com o ci-tômetro de fluxo IVD Sysmex Partec CyFlow™ Counter. A concentração de células T CD4 das amostras de sangue e um indicador útil para a iniciação ou o acompanhamento do tratamento de pacientes com VIH po-sitivo em conjunção com outros resultados laboratoriais e clínicos.

O teste destina-se a ser realizado por profissionais de saúde devidamente qualificados.

### 3 Princípio do método de análise

Uma alíquota de uma amostra de sangue total com EDTA é misturada com o anticorpo (CD4) conjugado com o fluorocromo numa proporção de 1:1. Após um tempo de incubação fixo, o tampão é adicionado e a amostra fica pronta para análise num citômetro de fluxo CyFlow™ Counter. A fonte de luz excita o corante fluorescente ligado com a célula corada e a luz emitida e detetada enquanto um determinado volume de amostra de sangue estiver a fluir através do instrumento.

A concentração da população de células específicas é calculada pelo software integrado.

Para mais informações, consulte as instruções de utilização do CyFlow™ Counter.

### 4 Armazenamento e prazo de validade após a primeira abertura

1. Armazenamento: Armazene os reagentes tampão e de anticorpos entre 2 e 8 °C no escuro. Nao congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar directa.

2. Prazo de validade após a primeira abertura: Feche sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente e amostrado, para evitar a contaminação. Guarde os reagentes tampão e de anticorpos entre 2 e 8 °C no escuro. Nao congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar directa. Sob estas condições de armazenamento, o CD4 easy count kit irá permanecer estável ate a data de valida-ção impressa no rótulo do kit.

### 5 Componentes

O CD4 mAb PE é um anticorpo monoclonal murino fornecido em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sodio. O tampão sem lise é uma solução baseada em PBS contendo 0,09% de azida de sodio.

### 6 Indício de deterioração

As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qual-quer tipo de turbidez ou contaminação.

Para questões relativas ao desempenho ou qualidade do produto recebido, entre em contacto com o repre-sentante local da Sysmex para obter suporte técnico.

### 7 Precauções e advertências

Os reagentes contem 14 mM de azida de sodio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

### 8 Equipamento adicional necessário

Instrumento necessário: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 ou CY-S-3023)

Equipamento necessário: Tubos de amostra de 3,5 ml (REF No.: 04-2000) Uma pipeta verificada de 20 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 100-1000 µl e pontas de pipeta Sistema de coleta de sangue venoso com EDTA como anti-coagulante Cronometro

### 9 Preparação do reagente

CD4 mAb PE (REF No.: 05-8401-01), o reagente de anticorpos esta pronto a usar.

Tampão sem lise (REF No.: 05-8401-02), o solucao tampão esta pronta a usar.

### 10 Coleta, manuseamento e armazenamento da amostra principal

**ADVERTENCIA** ⚠ *Todas as amostras biológicas e materiais são considerados como perigosos e devem ser manuseados como sendo capazes de transmitir infecões. É necessário aplicar precauções de segurança e procedimentos de manuseamento adequados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.*

- A amostra de sangue tem de ser uma amostra de sangue total venoso, recolhida com um sistema de coleta de sangue, que contem EDTA como anticoagulante.
- A amostra de sangue tem de ser transportada num recipiente escuro, protegida da luz e nao exposta a temperaturas elevadas. Um recipiente de transporte adequado e, p. ex., uma caixa de espuma de poliestireno com material de refrigeração. As melhores condições de transporte seriam inferiores a 25 °C se o transporte não durar mais de 6 horas após a doação. Para transporte e tempo de armazenamento su-perior a 6 horas, o sangue deve ser mantido a 2 - 8 °C.
- Nao congele e descongele a amostra de sangue.
- A fim de assegurar as melhores condições, a amostra de sangue deve ser fresca, ou seja, o tempo de coleta e análise da mesma nao pode ser superior a seis horas.
- As amostras de sangue podem ser utilizadas ate 24 horas após a coleta, desde que tenham sido armazenadas no frigorífico entre 2 e 8 °C.
- Antes da utilização, os tubos de amostra que contem o sangue devem ser invertidos cuidadosamen e 8 a 10 vezes.
- Nao utilize amostras de sangue coagulado.

### 11 Procedimento de análise

*A pipetagem reversa é fundamental para a precisão, sobretudo ao dispensar volu-mes de amostra viscosos e muito reduzidos. Para a pipetagem de sangue total, recomendamos a utilização de uma pipeta eletrônica calibrada pré-programada para operar em modo de pipetagem reversa. Se não estiver disponível uma pipeta eletrônica, seguir estas instruções para a pi-petagem reversa manual:*

- Pressio o botão de operação até ao segundo ponto de retenção. Deixar o botão de ope-ração subir completamente; o excesso da amostra é aspirado para a ponta.
- Pressio o botão de funcionamento até ao primeiro ponto de retenção para expulsar um volume exato de sangue, deixando o excesso de amostra na ponta.
- Deixar a ponta da pipeta com a amostra de sangue em excesso no contedor de lixo hos-pitalar.

*Ter em atenção que a pipetagem reversa não pode ser usada para anticorpos ou soluções-tampão.*

### 11.1 Coloração

- Inverta cuidadosamente a amostra de sangue no tubo de coleta de sangue EDTA 8 a 10 vezes.
- Pipete 20 µl de amostra de sangue total EDTA ate ao fundo de um tubo de amostra, evitando deixar um resíduo de sangue no parede interior do tubo com a ponta de pipeta. Descarte a ponta da pipeta.
- Adicione 20 µl de CD4 mAb PE diretamente na amostra de sangue e misture cuidadosamente, evitando deixar um rasto de sangue na parede interior do tubo com a ponta de pipeta. Descarte a ponta da pipeta.
- Amostra neste momento nao vortice.
- Incubar a mistura por 15 minutos a 15-30 °C no escuro.
- Adicione 800 µl de tampão sem lise e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para mi-sturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.

## Instruções de utilização

- Centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo antes de efetuar a análise com o CyFlow™ Counter.

**Nota** Após a adicao do tampao sem lise, as amostras tem de ser analisadas antes de 2 horas.

### 11.2 Análise da amostra

Consulte as instruções de utilização do CyFlow™ Counter para obter informações sobre como operar o in-strumento antes de analisar as amostras. Os procedimentos de arranque e o procedimento interno de controlo da qualidade tem de ser concluídos com êxito antes da análise da amostra.

- Escolha e carregue a configuração para medição de CD4 na barra de menu do CyFlow™ Counter.
- Insira o tubo da amostra com a amostra de sangue preparada na porta de amostragem.
- Inicie a medição.
- Após o processamento da amostra, o instrumento para e limpa-se automaticamente.
- Retire e elimine a amostra de sangue de acordo com os procedimentos de segurança locais do labora-torio em termos de perigo biológico.

Não inicie uma segunda medição com o mesmo tubo de amostra. Se for necessária uma duplicação ou replicação da medição, tera de ser preparado um segundo tubo de amostra tal como descrito em 11.1.

### 11.3 Adquisição e análise de dados

A análise de dados com o CyFlow™ Counter so e possivel caso o controlo de qualidade interno do instrumento tenha sido executado com êxito. Consulte as instruções de utilização do CyFlow™ Counter para informações sobre o procedimento de arranque e a manutencao devidos do dispositivo, se necessario. O resultado da contagem de células T CD4 sera apresentado no visor.

Se o histograma não apresentar um pico claro de células T coradas positivas CD4, a preparacao e medição da amostra tem de ser repetidas. Caso o posicionamento da placa nao seja efetuado com precisao, os resultados serao incorretos. Caso a concentracao de CD4 seja extremamente baixa numa amostra de sangue do paciente, tenha o cuidado de nao colocar monocitos na placa em vez de células coradas positivas CD4.

### 12 Cálculo dos resultados da análise

O calculo da concentracao de células faz parte da analise de dados baseada em software, que fornece o resultado em células CD4 por amostra de sangue µl, após cada medição. Para mais informações, consulte as instruções de utilização do CyFlow™ Counter.

### 13 Interpretação dos resultados

O virus da imunodeficiência humana (HIV) é uma das principais razões para a depleção de células CD4, que debilita o sistema imune. Os resultados devem ser interpretados pelos médicos, em conjunção com as diretrizes locais de tratamento do HIV.

### 14 Procedimento de controlo

Deve ser realizado um controlo da qualidade apropriado de acordo com regulamentos laboratoriais nacionais.

Antígela e bufferne reagentes devem ser armazenados a temperaturas de armazenamento contaminação. Deve ser sempre disponível no mercado uma variedade de amostras de sangue estabilizado, mas poucas sao adequadas para a utilização de certos citômetros de fluxo.

Se nao for cumprido o critério de aceitação do material de controlo individual, nao avance para o teste da amostra do paciente e entre em contacto com o seu representante local da Sysmex.

Para mais informações sobre o uso de material de controlo adequado, entre em contacto com o seu representante local da Sysmex.

### 15 Características de desempenho

### 15.1 Especificidade

O anticorpo monoclonal do rato MEM-241 reconhece o antígeno CD4 humano, uma glicoproteína transmembrana (55 kDa) da familia do supergene da imunoglobulina, presente num subconjunto de linfócitos T (células T auxiliares/indutoras) e expressa a um nivel inferior em monocitos, granulocitos e macrófagos do tecido. Conferencia sobre HCDM (o anterior HXDA VIII), maio de 2006, Quebec, Canada. código WS M241.

### 15.2 Capacidade de deteção

A avaliacao para Limite de valores em branco (LoB), Limite de deteção (Lo

Read and follow instructions carefully.

Note: Changes to previous version highlighted

**1 Identification of the IVD reagent**

<i>Name</i>	CD4 easy count kit	
<i>Ref. No.</i>	05-8410	
<i>UDI-DI</i>	04250878904832	
<i>Content</i>	Vial containing CD4 mAb PE	05-8410-01
	Bottle containing <i>no lyse buffer</i>	05-8410-02
	<i>All components are ready to use.</i>	

**2 Specification**

Specificity	Human CD4
Isotype	IgG1
Clone	Mouse MEM-241
Content	100 tests
Fluorochrome	PE
$\lambda$ excitation (nm)	496 / 566
Emission maximum (nm)	576

**3 Intended purpose**

IVD For In Vitro Diagnostic Use.

The CD4 easy count kit is a two-component, quantitative IVD test for subpopulation labelling of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, and subsequent enumeration with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer after manual sample preparation. The CD4 T cell concentration is useful to assess the immune and clinical status of patients. It is an indicator for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. The test is intended to be performed by trained healthcare professionals.

**4 Principle of the procedure**

An aliquot of an EDTA whole blood sample is mixed with the antibody (CD4) conjugated to the fluorochrome in a 1:1 ratio. After a fixed incubation time, the buffer is added, and the sample is ready for analysis e.g. on the CyFlow™ Counter flow cytometer. The light source excites the fluorescent dye linked with the stained cell and the emitted light is detected while a precise volume of blood sample is running through the instrument. The concentration of the dedicated cell populations is calculated by the integrated software.

For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer.

**5 Storage and shelf life**

*5.1 Unopened product*

Store the antibody and buffer reagents at 2 - 8°C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight. Under these conditions the reagent kit will be stable until the expiration date printed on the label. Do not use the reagents after the expiration date.

*5.2 Product after first opening*

Always close the bottle after use and use new pipette tips each time the reagent is sampled to avoid contamination. The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagents if stored at stated storage conditions and used according to the instructions above.

## 6 Components

CD4 mAb PE is a murine monoclonal antibody supplied in PBS buffer with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide. *No lyse buffer* is a PBS-based solution containing 0.09% sodium azide.

## 7 Evidence of deterioration

The antibody and buffer solutions are clear liquids. Do not use the reagents after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

## 8 Precautions and warnings

Reagents contain 0.09% sodium azide as a preservative. The low concentration of sodium azide does not require hazard labelling, but the normal safety precautions for the handling of chemicals must be observed. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions. Safety Data Sheet for this product is available at <http://www.sysmex-partec.com/services>, or at <https://us.sysmex-flowcytometry.com/>.

## 9 Additional required equipment

*Instrument:* Suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer, i.e., CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3022 or CY-S-3023)

*Laboratory equipment:* Venous blood collection system with EDTA (K2 or K3) as anticoagulant  
Calibrated pipettes with disposable pipette tips for 20 and 100-1000 µL  
Sample tube(s) compatible with the flow cytometer  
Adequate personal protective equipment  
Stopwatch

Further materials may be required. Refer to the appropriate flow cytometer IFU for more information.

## 10 Disposal

Dispose of product after the expiration date in accordance with local regulations.

## 11 Primary sample collection, handling and storage

**WARNING** *All biological specimens and materials are considered biohazards and should be handled as if capable of transmitting infection. Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.*

- The blood sample must be a venous, whole-blood sample from a human adult, collected with a blood collection system which contains EDTA (K2 or K3) as anticoagulant.
- The blood sample must be transported in a container, protected from light and not exposed to elevated temperatures (e.g. a polystyrene box with cooling material).
- For best conditions, use fresh blood samples.
- Blood samples can be used up to 24 hours after drawing if they are stored at 2 - 8°C. Blood samples that have been transported and stored at up to 30°C must be analysed within 6 hours after drawing.
- Do not freeze and thaw the blood sample.
- Before use, gently invert the sample tubes containing the blood 8 to 10 times.
- Do not use clotted blood samples.

## 12 Examination procedure

**NOTE** *Reverse pipetting is critical to accuracy, especially when dispensing viscous and very small sample volumes. For whole blood pipetting, we recommend using a calibrated electronic pipette which is preprogrammed to operate in the reverse pipetting mode. If an electronic pipette is not available, follow these instructions for manual reverse pipetting:*

- *Depress the operating button to the second stop and place it in the homogenised specimen. Let the operating button move up completely. Excess sample is drawn up into the tip.*
- *Depress the operating button to the first stop to expel a precise volume of blood, leaving excess sample in the tip.*
- *Discard pipette tip with excess blood sample in the tip into medical waste container.*

*Do not use reverse pipetting for antibody or buffer solution.*

### 12.1 Quality control procedure

The CD4 easy count kit can be used without a biological control material. For information on the quality control procedure for the Sysmex Partec IVD flow cytometer, please refer to the corresponding instructions for use.

### 12.2 Staining

1. Invert the blood sample in the EDTA blood collection tube gently 8 to 10 times.
2. Pipette 20 µL EDTA whole blood sample to the bottom of an unused sample tube. Avoid leaving a trail of blood from the pipette tip on the inner tube wall. Discard the pipette tip.
3. Add 20 µL CD4 mAb PE directly into the blood sample and mix it gently. Avoid leaving a trail of blood from the pipette tip on the inner tube wall. Discard the pipette tip.
4. Incubate the mixture for a minimum of 15 minutes and a maximum of 30 minutes at 15 - 30°C in the dark.
5. Add 800 µL *no lyse buffer* and vortex briefly or mix the sample by pipetting up and down. Discard the pipette tip.
6. Proceed with sample analysis immediately.

**NOTE** *After addition of no lyse buffer samples can be stored for up to 2 hours at 2 - 8°C in the dark. Briefly vortex or mix the sample again by pipetting up and down immediately before analysis. Do not use samples that have exceeded maximum storage time.*

### 12.3 Sample analysis

Please refer to the IFU of the Sysmex Partec IVD flow cytometer for how to operate the instrument. The start-up procedures and the internal quality control procedure must be successfully completed before sample analysis. The following steps describe the sample analysis on a suitable CyFlow™ Counter.

1. Choose and load the configuration for CD4 measurement from the menu bar of the CyFlow™ Counter.
2. Insert the sample tube with the prepared blood sample into the sample port.
3. Start the measurement.  
After the sample run, the instrument stops and cleans automatically.
4. Remove the sample tube from the sample port and dispose of tube and remaining blood sample in accordance with local laboratory biohazard safety procedures.

Do not start a second measurement with the leftovers in the sample tube. If a duplicate or repeat measurement is required, use a new sample tube and prepare a fresh sample.

### 12.4 Data acquisition and analysis

The following steps describe the data acquisition and analysis on a suitable CyFlow™ Counter.

Data analysis with the CyFlow™ Counter should only be performed after the internal quality control of the instrument was successful.

Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for start-up procedure and maintenance of the device, if necessary.

The CD4 T cell counting result will be displayed on the screen. If the histogram does not show a clear peak of the CD4 positive stained T cells, the sample preparation and measurement must be repeated. Results will be incorrect if gate positioning is not done precisely.

Be careful not to gate monocytes as CD4 positive stained T cells if CD4 concentration is extremely low in a patient blood sample.

**13 Calculation of examination results**

Calculation of the cell concentration is part of the software-based data analysis, which provides the CD4 T cells per  $\mu\text{L}$  blood sample after each measurement. For further information, please refer to the IFU of the Sysmex Partec IVD flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter.

**14 Interpretation of results**

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is one of the main reasons for CD4 T cell depletion, which debilitates the immune system. The CD4 T cell concentration is useful to assess the immune and clinical status of patients. It is an indicator for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. Results should be interpreted by physicians, in conjunction with locally applicable HIV treatment guidelines.

**15 Analytical performance characteristics**

*15.1 Analytical sensitivity*

Please refer to Limit of detection in section 15.4.

*15.2 Analytical specificity*

The clone MEM-241 recognizes CD4 antigen, a 55kDa transmembrane glycoprotein expressed on a subset of T lymphocytes ("helper" T cells) and on monocytes, tissue macrophages and granulocytes. HCDM (former HLDA VIII) Meeting, May 2006, Québec, Canada; WS Code M241 [1]

*15.3 Accuracy*

**Trueness/Bias**

EDTA whole blood specimens were stained with CD4 easy count kit and analysed on the CyFlow™ Counter (CyView™ 2.11) at three test sites (n = 1022 total). CD4 absolute values were compared with results from a BD FACSCalibur™ using BD Tritest™ or Multitest reagents and BD Trucount™ tubes and showed a mean bias of -13.06% (CD4 absolute, limits of agreement: -47.22%; +21.11%) between both methods.

**Precision**

*Tab. 1: Evaluation of repeatability for the CD4 values of the CD4 easy count kit using low and normal blood controls.*

Sample	N	CD4 value – Repeatability (SD)	CD4 value – Repeatability (%CV in %)
Low Blood Control (< 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	404	7.8	6.0
Normal Blood Control ( $\geq$ 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	394	48.8	5.0

SD = Standard Deviation      %CV = Coefficient of Variation as a percentage

*Tab. 2: Evaluation of reproducibility for the CD4 values of the CD4 easy count kit using low and normal blood controls.*

Sample	N	CD4 value – Reproducibility (SD)	CD4 value – Reproducibility (%CV in %)
Low Blood Control (< 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	220	11.22	8.45
Normal Blood Control ( $\geq$ 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	220	52.13	5.20

SD = Standard Deviation      %CV = Coefficient of Variation as a percentage

**15.4 Detection capabilities**

The evaluation for Limit of Blank (LoB), Limit of Detection (LoD) and Limit of Quantitation (LoQ) was carried out according to the specifications in the guideline CLSI EP17-A2.

LoB: 5 CD4 T cells/ $\mu$ L

LoD: 11 CD4 T cells/ $\mu$ L

LoQ: 20 CD4 T cells/ $\mu$ L

**15.5 Measuring range/Linearity**

For CD4 by using the polynomial regression method according to CLSI EP06-A, the method has been demonstrated to be linear from 40 to 2500 CD4 T cells/ $\mu$ L, with higher order polynomials with significant nonlinear coefficients within 10% of the 1st order fit at > 200 CD4 T cells/ $\mu$ L and within  $\pm$  20 cells/ $\mu$ L at  $\leq$  200 CD4 T cells/ $\mu$ L in this interval.

**15.6 Assay cut-offs**

The cut-offs are defined by the World Health Organization (WHO) and were initially specified as 200 cells/ $\mu$ L, later as 350 cells/ $\mu$ L and 500 cells/ $\mu$ L.[2][3][4] For managing Advanced HIV Disease (AHD) a cut-off of 200 cells/ $\mu$ L was set.[5] The clinical parameters were determined using the 3 cut-offs.

**16 Clinical performance characteristics**

**16.1 Diagnostic sensitivity & specificity, positive & negative predictive value, likelihood ratio**

Tab. 3: Evaluation of diagnostic parameters of blood specimens from HIV positive patients and other patients undergoing routine CD4 T+ cell enumeration from three sites for the CD4 values of the CD4 easy count kit with three different cut-offs, reference method: BD FACSCalibur™, n = 1022.

Cut-Off [cells/ $\mu$ L]	Sensitivity (%) (95% CI)	Specificity (%) (95% CI)	PPV (%) (95% CI)	NPV (%) (95% CI)	PLR (95% CI)	NLR (95% CI)
200	98.8 (95.8 – 99.7)	96.0 (94.5 – 97.1)	83.0 (77.2 – 87.6)	99.8 (99.1 – 99.9)	24.82 (17.85 – 34.52)	0.01 (0.00 – 0.05)
350	97.5 (95.4 – 98.7)	87.2 (84.4 – 89.5)	81.0 (77.0 – 84.3)	98.5 (97.1 – 99.2)	7.62 (6.23 – 9.31)	0.03 (0.02 – 0.05)
500	99.7 (98.8 – 99.9)	78.4 (74.3 – 82.0)	85.9 (83.1 – 88.3)	99.4 (97.9 – 99.8)	4.62 (3.86 – 5.52)	0.00 (0.00 – 0.02)

CI = Confidence Interval

PPV = Positive Predictive Value

NPV = Negative Predictive Value

PLR = Positive Likelihood Ratio

NLR = Negative Likelihood Ratio

**16.2 Expected values in normal and affected populations**

Expected CD4 counts in healthy individuals with no HIV, in HIV positive patients under treatment or with low viral load: > 500 CD4 T cells/ $\mu$ L.[4] Cut-off values for HIV positive patients < 500 / 350 / 200 CD4 T cells/ $\mu$ L (see section 15.6).

**17 Limitations**

Patient measurements of CD4 and CD4% made using Sysmex Partec assays should not be used alongside measurements obtained from other manufacturer's methods of determining CD4 and CD4%. Use the assay only with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer. Values obtained using other equipment or assays are not interchangeable.

Different endogenous and exogenous substances were tested according to the CLSI EP07-A2 guideline for possible interfering effects which could have an influence on the blood sample analysis. In summary,  $\geq$  18% haemolysis (induced by using the protocol recommended in the CLSI EP07-A2, Appendix G, G1 - Osmotic Shock Procedure) was observed to show an interfering effect. For that reason, haemolysed samples should be rejected. Excessive levels of white blood cells lead to increased CD4 concentrations.

The presence of antibodies in a patient's specimen (e.g., human anti-animal antibodies, rheumatoid factors, or therapeutic antibodies) can interfere with the principle of the examination procedure. If antibodies directly interfere with CD4 mAb PE, this could result in spuriously low CD4 concentrations.[6][7]

The presence of endogenous proteins in a patient's specimen (e.g., factors of the complement system or enzymes) can interfere with the principle of the examination procedure. If endogenous proteins directly interfere with CD4 mAb PE, this could result in spuriously low CD4 concentrations.[8]

Chronic smoking may lead to an increase in the number of leukocytes, which might lead to an over-estimation of cell counts.[9][10]

Accurate and reproducible results will be obtained if the procedures used are in accordance with the IFU and compatible with good laboratory practices. This includes the avoidance of contaminations from various sources such as sample collection and preparation material.

**18 Literature**

- [1] Zola et al. CD molecules 2006 – Human cell differentiation molecules. *Journal of Immunological Methods*, 2007; 319: 1-5.
- [2] World Health Organization. *Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2006.
- [3] World Health Organization. *Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2010.
- [4] World Health Organization. *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2013.
- [5] World Health Organization. *Guidelines for Managing Advanced HIV Disease and Rapid Initiation of Antiretroviral Therapy*. Geneva: World Health Organization; 2017.
- [6] Ghazal K, Brabant S, Prie D, Piketty M. Hormone Immunoassay Interference: A 2021 Update. *Annals of Laboratory Medicine*, 2021; 42: 3-23. doi: 10.3343/alm.2022.42.1.3
- [7] García-González et al. Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays. Laboratory strategies to detect interference. *Practical Laboratory Medicine*, 2016; 4: 1–10. doi: 10.1016/j.plabm.2015.11.001
- [8] Dimeski G. Interference Testing. *Clinical Biochemist Reviews*, 2008; 29: 43–48.
- [9] Irjala K M, Grönroos P E. Preanalytical and analytical factors affecting laboratory results. *Annals of Medicine*, 1998; 30:267-272. doi: 10.3109/07853899809005854
- [10] Pedersen et al. Smoking and increased white and red blood cells. A Mendelian randomization approach in the Copenhagen General Population Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2019; 39: 965-977. doi: 10.1161/ATVBAHA.118.312338

**19 Summary of safety and performance**

The summary of safety and performance will be supplied in the Eudamed database.

**20 Manufacturer**



Sysmex Partec GmbH  
 Arndtstraße 11 a-b  
 02826 Görlitz  
 Germany

Tel +49 3581 8746 0  
 Fax +49 3581 8746 70  
 E-mail: info@sysmex-partec.com  
 www.sysmex-partec.com

**21 Symbols**



Reference number



Manufacturer



Batch code



Keep away from sunlight



Temperature limit



In vitro diagnostic medical device



Use-by date



Consult instructions for use



CE mark



Contains sufficient for <n> tests



Content of kit



Unique device identifier

**22 Date of issue or revision**

Rev.: 001  
 Rev. date: 13-03-2024  
 Doc. No.: 05-8410 IFU GB EN

CN 2149



## Instructions for Use

### Identification of the IVD reagent Produkt name: CD4% easy count kit

REF: 05-8405		
Content:		
Vial containing CD4 mAb PE	REF: 05-8405-01	
Vial containing CD45 mAb PE-Cy5	REF: 05-8405-02	
Bottle containing Buffer 1	REF: 05-8405-03	
Bottle containing Buffer 2	REF: 05-8405-04	
<b>1 Specification</b>		
Specificity	Human CD4	Human CD45
Isotype	IgG1	IgG1
Content	100 tests	100 tests
Fluorochrome	PE	PE-Cy5
Excitation (nm)	532 / 488	532 / 488
Emission maximum (nm)	578	670

### 2 Intended Use

**IVD For In Vitro Diagnostic Use.**  
The CD4% easy count kit is a manual, four-component, quantitative IVD test for labelling of leukocytes and a subpopulation of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, which can then be enumerated with the Sysmex Partec CyFlow™ Counter IVD flow cytometer. The CD4-T cell concentration and CD4% of lymphocytes in blood samples are useful indicators for the initiation or follow-up of treatment for HIV positive patients in conjunction with other laboratory and clinical findings.  
The test is intended to be performed by trained healthcare professionals.

**3 Principle of the examination method**  
An aliquot of an EDTA whole-blood sample is mixed with two antibodies (CD4 and CD45), each conjugated with a different fluorochrome for labelling dedicated cell populations. After a fixed incubation time, the two buffer solutions are added and the sample is ready for analysis on the CyFlow™ Counter flow cytometer. The light source excites the fluorescent dye linked with the stained cell and the emitted light is detected while a precise volume of blood sample is running through the instrument. The concentration of the dedicated cell population is calculated by the integrated software.

**4 Storage and shelf life after first opening**  
1. Storage:  
Store the antibody and buffer reagents at 2 - 8 °C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight.  
2. Shelf life after first opening:  
Always close the bottle after use and use new pipette tips each time the reagent is sampled to avoid contamination.

**5 Components**  
CD4 mAb PE and CD45 mAb PE-Cy5 are murine monoclonal antibodies supplied in PBS buffer with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide. Buffer 1 and Buffer 2 are PBS-based solutions containing 0.05% sodium azide.

**6 Evidence of deterioration**  
The antibody and buffer solutions are clear liquids. Look at the reagents if there is the appearance of any kind of turbidity or contamination.  
For questions regarding the performance or quality of the product, please contact your local Sysmex representative.

**7 Precaution and warnings**  
Reagents contain 14 mM sodium azide as a preservative. The low concentration of sodium azide does not require hazard labelling, but the normal safety precautions for the handling of chemicals must be observed. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

**8 Additional required equipment**  
Instrument requirement: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 or CY-S-3023)  
Required apparatus: Sample Tubes 3.5 ml (REF No.: 04-2000)  
A verified pipette 10 µl and pipette tips  
A verified pipette 20 µl and pipette tips  
A verified pipette 100 - 1000 µl and pipette tips  
Venous blood collection system with EDTA as anticoagulant  
Stop watch

**9 Reagent preparation**  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), the antibody reagent is ready to use.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), the antibody reagent is ready to use.  
Buffer 1 (REF No.: 05-8405-03), the buffer solution is ready to use.  
Buffer 2 (REF No.: 05-8405-04), the buffer solution is ready to use.

**10 Primary sample collection, handling and storage**  
**WARNING** *All biological specimens and material are considered as biohazards and should be handled as if capable of transmitting infection. Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.*

- The blood sample must be a venous, whole-blood sample, collected with a blood collection system which contains EDTA as anticoagulant.
- The blood sample must be transported in a dark container, protected from light and not exposed to elevated temperatures. A suitable transport container is, for example, a Styrofoam box with cooling material. Best transport conditions would be below 25 °C. If transport will not take more than 6 hours after donation, the inner tube wall from pipette tip. Discard the pipette tip.
- Do not freeze and thaw the blood sample.
- For best conditions, the blood sample should be fresh, i.e. not more than six hours should have elapsed between sample collection and analysis.
- Blood samples can be used up to 24 hours after drawing if they are stored in the fridge at 2 - 8 °C.
- Before use, the sample tubes containing the blood must be inverted gently 8 to 10 times.
- Do not use clogged blood samples.

**11 Examination procedure**  
**NOTICE** *Reverse pipetting is critical to accuracy especially when dispensing viscous and very small sample volumes. For whole blood pipetting, we recommend using a calibrated electronic pipette which is programmed to operate in the reverse pipetting mode.*  
If an electronic pipette is not available, follow these instructions for manual reverse pipetting:

- Depress the operating button to the second stop. Let the operating button move up completely, excess sample is drawn up into the tip.
- Depress the operating button to the first stop to expel a precise volume of blood, leaving excess sample in the tip with excess blood sample in the tip into medical waste container. Please note, you must not use reverse pipetting for antibody or buffer solutions.

**11.1 Staining**  
Invert the blood sample in the EDTA blood collection tube gently 8 to 10 times.  
Pipette 20 µl EDTA whole blood sample to the bottom of a sample tube, avoid leaving a trail of blood on the inner tube wall from pipette tip. Discard the pipette tip.  
Add 10 µl CD4 mAb PE directly into the blood sample and mix it gently, avoid leaving a trail of blood on the inner tube wall from pipette tip. Discard the pipette tip.  
Add 400 µl Buffer 1 and tap vortex briefly, or tap tube gently in order to mix the sample. Discard the pipette tip.  
Add 400 µl Buffer 2 and vortex briefly, or tap tube gently in order to mix the sample. Discard the pipette tip.  
Vortex briefly, or tap tube gently before analysing with the CyFlow™ Counter.

**NOTICE** *After addition of Buffer 1, samples can be stored for up to 2 hours at 2 - 8 °C in the dark. Do not use the sample later than that if not prepared accordingly.*  
After addition of Buffer 2, samples must be analysed within 10 minutes.

**11.2 Sample analysis**  
Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for how to operate the instrument before analysing the sample. The start-up procedures and the internal quality control procedure must be successfully completed before sample analysis.  
Choose and load the configuration for CD4% measurement from the menu bar of CyFlow™ Counter.  
Insert the sample tube with the prepared blood sample into the sample port.  
Start measurement.  
After sample run, the instrument stops and cleans automatically.  
Remove and dispose of blood sample with local laboratory biohazard safety procedures.  
Do not start a second measurement with the same sample tube. If a duplicate or repeat measurement is required, a second sample tube has to be prepared as per 11.1.

**11.3 Data acquisition and analysis**  
Data analysis with the CyFlow™ Counter is only possible if the internal quality control of the instrument was successful.  
Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for start-up procedure and maintenance of the device, if necessary.

The CD4-T cell counting result, CD4 percentage and total count of lymphocytes will be displayed on the screen. For results to be reliable there must be good separation of cell clusters as shown in Figure 1. If the clusters of stained cells towards the debris signals in the CD45 - SSC dot plot are not clearly separable (see Figure 2), or the clusters of CD4 positive cells, CD4 negative cells and monocytes in the CD4 - SSC dot plot are not clearly separable, the sample preparation and measurement must be repeated.




Figure 1: Example of well separated clusters of granulocytes, other CD45 positive stained leukocytes and debris signals. This sample is not analysable.

### Identifikation des IVD-Reagens Produktname: CD4% easy count kit

REF: 05-8405		
Inhalt:		
Ampulle mit CD4 mAb PE	REF: 05-8405-01	
Ampulle mit CD45 mAb PE-Cy5	REF: 05-8405-02	
Flasche mit Puffer 1	REF: 05-8405-03	
Flasche mit Puffer 2	REF: 05-8405-04	
<b>1 Spezifikation</b>		
Spezifität	Humanes CD4	Humanes CD45
Isotyp	IgG1	IgG1
Inhalt	100 Tests	100 Tests
Fluorochrom	PE	PE-Cy5
Anregung (nm)	532 / 488	532 / 488
Emissionsmaximum (nm)	578	670

### 2 Zweckbestimmung

**IVD In-vitro-Diagnostikum.**  
Das CD4% easy count kit ist ein manueller, quantitativer 4-Komponenten-In-vitro-Test für die Markierung von Leukozyten und einer Lymphozyten-Untergruppe in EDTA-Vollblutproben von Erwachsenen, die anschließend mit dem Sysmex Partec IVD-Flowzytometer CyFlow™ Counter ausgezählt werden können. Die Konzentration der CD4-positiven T-Helferzellen sowie der Anteil der CD4-Helferzellen an den Lymphozyten (CD4%) Blutproben sind in Verbindung mit anderen Laborwerten und klinischen Befunden nützliche Indikatoren für die Einleitung der Behandlung HIV-positiver Patienten und die Nachsorge.  
Der Test ist nur von geschulten medizinischen Fachkräften durchzuführen.

**3 Prinzip des Untersuchungsverfahrens**  
Ein aliquot einer EDTA-Vollblut- Probe wird mit zwei Antikörpergemischen (CD4 und CD45), wobei jeder mit einem anderen Fluorochrom zur Markierung von spezifischen Zellpopulationen konjugiert ist. Nach einer bestimmten Inkubationszeit werden die beiden Pufferlösungen hinzugegeben; nun kann die Analyse der Probe im CyFlow™ Counter-Flowzytometer erfolgen. Die Lichtquelle regt den Fluoreszenzfarbstoff an, der mit der gefärbten Zelle verbunden ist, und das emittierte Licht wird detektiert, während ein genaues Volumen der Blutprobe durch das Instrument läuft. Die Konzentration der spezifischen Zellpopulationen wird von der integrierten Software berechnet.

**4 Lagerung und Haltbarkeitsdauer nach dem ersten Öffnen**  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter.  
Ein Reagenzienbehälter enthält 14 ml reagenziestabile Konzentrierungsstoffs. Aufgrund der niedrigen Natriumazidkonzentration ist eine Gefahrstoffkennzeichnung nicht erforderlich, jedoch sind die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDS) für eine vollständige Liste von Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

**5 Bestandteile**  
CD4 mAb PE und CD45 mAb PE-Cy5 sind murine monoklonale Antikörper in PBS-Puffer mit 0,2 % BSA und 0,09 % Natriumazid. Puffer 1 und Puffer 2 sind Lösungen auf PBS-Basis, die 0,09 % Natriumazid enthalten.

**6 Anzeichen von Verderb**  
Die Antikörper- und Pufferlösungen sind klare Flüssigkeiten. Die Reagenzien nicht verwenden, falls Trübungen oder Verunreinigungen auftreten. Bei Fragen zur Leistung oder Qualität des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Sysmex Vertretung.

**7 Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise**  
Die Reagenzien enthalten 14 mM Natriumazid als Konservierungsstoff. Aufgrund der niedrigen Natriumazidkonzentration ist eine Gefahrstoffkennzeichnung nicht erforderlich, jedoch sind die bei Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDS) für eine vollständige Liste von Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen.

**8 Zusätzlich erforderliche Ausrüstung**  
Erforderliche Instrumente: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 oder CY-S-3023)  
Benötigte Ausrüstung: Probenröhrchen 3,5 ml (REF No.: 04-2000)  
Eine verifizierte 10-µl- und eine verifizierte 20-µl-Pipette und Pipettenspitzen  
Eine verifizierte 100- bis 1000-µl-Pipette und Pipettenspitzen  
System zur venösen Blutentnahme mit EDTA als Antikoagulant  
Stoppuhr

**9 Reagenzvorbereitung**  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), das Antikörperreagenz ist gebrauchsfertig.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), das Antikörperreagenz ist gebrauchsfertig.  
Puffer 1 (REF No.: 05-8405-03), die Pufferlösung ist gebrauchsfertig.  
Puffer 2 (REF No.: 05-8405-04), die Pufferlösung ist gebrauchsfertig.

**10 Entnahme, Handhabung und Lagerung der Primärprobe**  
**WARNING** *All biological Proben and Materials sind als gefährliches biochemisches Material und als potenziell infektiös zu behandeln. Es sind angemessene Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren zur Handhabung gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften anzuwenden.*

- Bei der Blutprobe muss es sich um eine venöse Vollblut- Probe handeln, die mithilfe eines Blutentnahmesystems entnommen wurde, das EDTA als Antikoagulant verwendet.
- Die Blutprobe ist in einem dunklen, für Licht geschützten Behälter zu transportieren und darf nicht erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden. Ein geeigneter Transportbehälter ist z. B. eine Styroporbox mit Kühlung. Die besten Transportbedingungen würden unter 25 °C liegen, wenn der Transport nicht länger als 6 Stunden nach der Spende dauert.
- Für eine Transport- und Lagerzeit von mehr als 6 Stunden muss das Blut bei 2 - 8 °C aufbewahrt werden und die Blutprobe nicht einfrieren und wieder auftauen.
- Optimale Bedingungen sind bei Verwendung einer frischen Blutprobe gegeben, d. h. es sollten nicht mehr als 6 Stunden nach der Spende dauern.
- Bei Lagerung im Kühlschrank bei 2 - 8 °C können Blutproben bis zu 24 Stunden nach der Entnahme verwendet werden.
- Vor der Anwendung die Probenröhrchen 8 - 10 mal vorsichtig umdrehen.
- Beachten Sie bitte, dass reverses Pipettieren nicht für Antikörper- oder Pufferlösungen eingesetzt werden darf.

**11 Untersuchungsvorgehen**  
**Hinweis** *Reverses Pipettieren ist entscheidend für die Genauigkeit, insbesondere bei der Abgabe von viskosen und sehr klebrigen Probenmengen. Für das Pipettieren von Vollblut empfehlen wir die Verwendung einer kalibrierten elektronischen Pipette, die für den Betrieb im reversen Pipettiermodus vorprogrammiert ist. Steht keine elektronische Pipette zur Verfügung, führen Sie das reverse Pipettieren gemäß den folgenden Anweisungen manuell durch:*

- Bedienknopf bis zum zweiten Anschlag herunterdrücken. Bedienknopf vollständig zurücklegen lassen. Es wird eine größere Menge Probe in die Spitze aufgezogen.
- Bedienknopf bis zum ersten Anschlag herunterdrücken, um ein genaues Blutvolumen abzugeben. Anschließend befindet sich noch ein Rest der Probe in der Spitze.
- Pipettenspitze mit dem verbliebenen Rest der Blutprobe in einen Behälter für medizinische Abfälle entsorgen.

**11.1 Markierung**  
Die Blutprobe im EDTA-Blutentnahmeröhrchen 8 - 10 mal vorsichtig umdrehen.  
Add 10 µl EDTA-Vollblutprobe auf den Boden eines Probenröhrchens pipettieren. Dabei keine Blutspuren von der Pipettenspitze auf der Röhrcheninnenwand hinterlassen. Pipettenspitze entsorgen.  
Add 400 µl Buffer 1 and tap vortex briefly, or tap tube gently in order to mix the sample. Discard the pipette tip.  
Add 400 µl Buffer 2 and vortex briefly, or tap tube gently in order to mix the sample. Discard the pipette tip.  
Vortex briefly, or tap tube gently before analysing with the CyFlow™ Counter.

**NOTICE** *After addition of Buffer 1, samples can be stored for up to 2 hours at 2 - 8 °C in the dark. Do not use the sample later than that if not prepared accordingly.*  
After addition of Buffer 2, samples must be analysed within 10 minutes.

**11.2 Probenanalyse**  
Bitte vor der Probenanalyse das Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter für die Verwendung des Geräts beachten. Vor der Probenanalyse müssen die Verfahren zur Inbetriebnahme und internen Qualitätskontrolle erfolgreich abgeschlossen worden sein.  
Wählen und laden Sie die Konfiguration für die CD4% Messung aus der Menüleiste des CyFlow™ Counter.  
Das Probenröhrchen mit dem aufbereiteten Blut in den Probenport setzen.  
Die Messung starten.  
Nach dem Probendurchlauf stoppt das Instrument und wird automatisch gereinigt.  
Die Blutprobe entnehmen und gemäß dem örtlichen Sicherheitsvorschriften in Bezug auf biologische Materialien in Labors entsorgen.

**11.3 Datenanalyse und -auswertung**  
Die Datenanalyse mit dem CyFlow™ Counter ist nur möglich, wenn die interne Qualitätskontrolle des Instruments erfolgreich war.  
Bitte referieren Sie sich auf die IFU des CyFlow™ Counter für die Start- und Wartungsprozeduren des Geräts, falls erforderlich.

## Benutzerhandbuch

Keine erneute Messung mit demselben Probenröhrchen durchführen. Wenn eine Zweifachmessung oder eine Wiederholung der Messung erforderlich ist, muss ein zweites Probenröhrchen wie unter 11.1 beschrieben vorbereitet werden.

**11.3 Datenfassung und -analyse**  
Die Datenanalyse kann erst erfolgen, wenn die interne Qualitätskontrolle des CyFlow™ Counter erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter finden Sie eine Beschreibung der Inbetriebnahme und Wartung des Geräts. Das CD4-T-Zell-Zählresultat, der CD4-Prozentsatz und die Gesamtzahl der Lymphozyten werden dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Häufen der markierten Zellen im CD45-SSC-Dot-Plot von Rauschsignalen nicht eindeutig abgrenzbar sind (siehe Abbildung 2) oder die Häufen CD4-positiver Zellen, CD4-negativer Zellen und Monocytenhaufen im CD4-SSC-Dot-Plot nicht eindeutig voneinander abgrenzbar sind, muss die Probenvorbereitung und -messung wiederholt werden.




Abbildung 2: Beispiel für eine schlechte Trennung zwischen Rauschen und CD45-positiv gefärbten Zellen. Dies ist nicht analysierbar.

Es kommt zu falschen Ergebnissen, wenn die Positionierung von CD45-positiv gefärbten Zellen (R3) nicht genau erfolgt.  
**11.3 Berechnung der Untersuchungsergebnisse**  
Die Berechnung der Zellkonzentration erfolgt im Rahmen der Software-basierten Datenanalyse. Die Ergebnisse werden nach jeder Messung als CD4%, CD4+-Zellen pro µl Blutprobe und Lymphozyten pro µl Blutprobe dargestellt.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch des CyFlow™ Counter.

**13 Interpretation der Ergebnisse**  
Das Humane Immundefizienzvirus (HIV) ist einer der Hauptgründe für die CD4-Zelledepletion, die das Immunsystem schwächt. Die Ergebnisse sollten von Ärzten in Verbindung mit lokal anwendbaren HIV-Behandlungsschritten interpretiert werden.

**14 Kontrollverfahren**  
Es ist eine geeignete Qualitätskontrolle gemäß den einschlägigen lokalen und nationalen Vorschriften durchzuführen. Im Handel sind unterschiedliche Arten von stabilisierten Kontrollblutproben erhältlich. Nicht alle sind für jedes Flowzytometer geeignet. Welches Kontrollblut Sie verwenden können, erfahren Sie bei Ihrer Sysmex-Vertretung. Sind nach der Messung einer geeigneten Kontrollblutprobe die Akzeptanzkriterien nicht erfüllt, fahren Sie nicht fort mit der Analyse von Patientenproben.

**15 Leistungsmerkmale**  
**15.1 Spezifität**  
Antikörper CyFlow™ erkennt das CD4-Antigen, ein transmembranes Glykoprotein mit einem Molekulargewicht von 55 kDa, das von einer Untergruppe von T-Lymphozyten (T-Helferzellen) exprimiert wird, sowie auf Monocyten, Gewebemakrophagen und Granulozyten. HCDM (ehemals HLDA VIII) Meeting, Mai 2006, Québec, Kanada; WGS Code M241.

**15.2 Nachweisfähigkeit**  
Die CV-Werte für absolute CD4-Werte < 200 CD4-T-Zellen/µl liegen unter 15%. Die Werte der Standardabweichung (SD) > 2,5 % für CD4% Werte liegen unter 2,5 %.

**15.3 Reproduzierbarkeit**  
Intra- und Inter-Assay-Varianz:  
Die CV-Werte für CD4-Werte > 200 CD4-T-Zellen/µl liegen unter 10%.  
Die CV-Werte für absolute CD4-Werte < 200 CD4-T-Zellen/µl liegen unter 15%.  
Die Werte der Standardabweichung (SD) > 2,5 % für CD4% Werte liegen unter 2,5 %.

**15.4 Linearität**  
Der Messbereich des Assay und die Linearität der Messungen gelten für den folgenden Bereich:  
Absoluter CD4 Wert: 40-2500 CD4-T-Zellen/µl  
CD4%: 4 - 60%

**15.5 Rückigkeit**  
EDTA-Vollblutproben wurden mit dem CD4% easy count kit markiert und im CyFlow™ Counter (CyView™ 4) analysiert. Die absoluten CD4-Werte und die CD4%-Werte wurden mit Ergebnissen eines BD FACSCalibur unter Verwendung von BD Tristest CD3/CD4/CD45 und BD Trucount-Röhrchen verglichen. Es zeigte sich eine Abweichung von -22,56 % (CD4 absolute) und +2,1 % (CD4%) zwischen den Methoden.

**16 Grenzen des Verfahrens**  
**ACHTUNG** *Die Sysmex Partec CD4% easy count kits (05-8405) wurden nicht für die Verwendung bei Kindern und Jugendlichen validiert.*

**ACHTUNG** *Patentenbesitzungen von CD4 und CD45, mithilfe von Sysmex Partec Assays sollten nicht zum Scaling-up antiretroviraler Behandlung mit Methoden anderer Hersteller zur Bestimmung von CD4 und CD4% verwendet werden. Verwenden Sie Assays nur mit Sysmex Partec Geräten. Werte, die an anderen Geräten oder Assays erhalten wurden, sind nicht austauschbar.*

Verschiedene endogene und exogene Substanzen wurden in Überbestimmung mit der Richtlinie CLSI EP07-A2 auf eine mögliche Beeinträchtigung der Blutprobenanalyse untersucht. Bei > 18 % Hämolyse (gemäß dem in der Richtlinie CLSI EP07-A2, Anhang G empfohlenen Verfahren H1 „Osmotic Shock Procedure“ induziert) wurde eine Beeinträchtigung beobachtet. Aus diesem Grund sollten hämolytische Proben verworfen werden. Für die Bestimmung von CD4 und CD4% in Vollblutproben mit CyFlow™ Counter Assays sollte kein anderes Antikoagulant als EDTA verwendet werden. Bei weiteren Fragen hinsichtlich des Leistung des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Sysmex-Vertretung.

**17 Literatur**  
1) M. Fryland, P. Chaillet, R. Zachariah, A. Barnaba, L. Bonte, R. Andreassen, S. Charondière, R. Teck, O. Didikus. (2006). The Partec CyFlow Counter could provide an option for CD4+ T-cell monitoring in the context of scaling-up antiretroviral treatment at the district level in Malawi. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 100(10):980-5.  
2) L. Zijenah, G. Kadziranga, S. Madzime, M. Borok, C. Mudwa, O. Tobaiwa, M. Mucheche, S. Rusakaniko, D. Katzenstein. (2006). Affordable flow cytometry for enumeration of absolute CD4+ T-lymphocytes to identify subtype C HIV-1 infected adults requiring antiretroviral therapy (ART) and monitoring response to ART in a resource-limited setting. Journal of Translational Medicine 4:33  
3) H. Karcher, D. Bohning, R. Downing, S. Mashate, G. Harms. (2006). Comparison of two alternative methods for CD4+ T-cell determination (Coulter manual CD4 count and CyFlow) against standard dual platform flow cytometry in Uganda. Clinical Cytometry, 70B (3):163-69  
4) S. Kohrsensund, S. Dettraira. (2012). Evaluation of the Partec Single-Platform Volumetric CyFlow™ Counter System for Determining Percentage and Absolute Numbers of CD4+ T Lymphocytes in HIV/AIDS. Thai Patients. Thai AIDS J, 25:11-10  
5) D. Wade, P.A. Diaw, G. Daneau, M. Camara, T.N. Deye, S. Mboup, L. Kestens. (2013). CD4 T-Cell Enumeration in a Field Setting: Evaluation of CyFlow Counter Using the CD4 Easy Count Kit-Dry and Pima CD4 Systems. PLOS ONE, 8(9): e75484

**18 Kontaktinformationen des Herstellers**  
**Hersteller**  
Sysmex Partec GmbH  
Arnoldstraße 11 a+b  
02826 Görlitz, Deutschland  
www.sysmex-partec.com  
Tel +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
E-mail: info@sysmex-partec.com

**19 Versionsnummer des Benutzerhandbuchs und Ausgabedatum**  
Rev-009\_14-03-0225\_CN 3414  
Ausgegeben von: Sysmex Partec GmbH

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt ist unter www.sysmex-partec.com/services erhältlich. Cy und CyDye sind Marken von Sysmex oder deren Tochtergesellschaften.

## Guide d'utilisation

### Identification du réactif IVD Nom du produit: CD4% easy count kit

REF: 05-8405		
Contenu:		
Fiole de CD4 mAb PE	REF: 05-8405-01	
Fiole de CD45 mAb PE-Cy5	REF: 05-8405-02	
Flacon de tampon 1	REF: 05-8405-03	
Flacon de tampon 2	REF: 05-8405-04	
<b>1 Spécification</b>		
Spécificité	CD4 humain	CD45 humain
Isotype	IgG1	IgG1
Contenu	100 tests	100 tests
Fluorochrome	PE	PE-Cy5
Excitation (nm)	532 / 488	532 / 488
Emission maximale(nm)	578	670

### 2 Usage prévu

**IVD** Pour la réalisation de diagnostics in vitro.  
Le CD4% easy count kit est un test IVD quantitatif manuel constitué de quatre composants et destiné au marquage des leucocytes et d'une sous-population de lymphocytes dans le sang veineux total EDTA chez l'adulte, pouvant ensuite être dénombrés à l'aide du cytomètre en flux IVD CyFlow™ Counter de Sysmex Partec. La concentration en cellules T CD4 et le taux CD4% de lymphocytes dans les échantillons de sang sont des indicateurs utiles pour l'évaluation de la progression du VIH, conjointement avec d'autres résultats cliniques et de laboratoire.  
Le test doit être effectué par des professionnels de santé formés à cet effet.  
**3 Principe de la méthode d'examen**  
Une aliquote d'un échantillon de sang total EDTA est mélangée à deux anticorps (CD4 et CD45), conjuvés chacun à un fluorochrome différent pour le marquage de populations cellulaires spécifiques. Après un temps d'incubation déterminé, les deux solutions tampons sont ajoutées et l'échantillon est prêt pour l'analyse sur un cytomètre en flux CyFlow™ Counter. La source de lumière excite le colorant fluorescent lié à l'anticorps et la lumière émise est détectée alors qu'un volume précis d'échantillon de sang traverse l'instrument. Le logiciel intégré calcule la concentration des populations cellulaires spécifiques. Pour de plus amples informations, se reporter au guide d'utilisation du CyFlow™ Counter.

**4 Stockage et durée de conservation après la première ouverture**  
1. Stockage:  
Stocker l'anticorps et les réactifs tampons à une température comprise entre 2 - 8 °C à l'abri de la lumière. Ne pas congelier ni exposer les réactifs à des températures élevées et les protéger du rayonnement solaire direct.  
2. Durée de conservation après la première ouverture:  
Toujours fermer le flacon après usage et utiliser de nouveaux embouts de pipettes à chaque fois qu'un échantillon de réactif est prélevé pour éviter toute contamination.  
Dans ces conditions de stockage, le CD4% easy count kit restera stable jusqu'à la date de péremption imprimée sur l'étiquette du kit.

**5 Composants**  
Le CD4 mAb PE et le CD45 mAb PE-Cy5 sont des anticorps monoclonaux fournis dans un tampon PBS avec 0,2 % de BSA et 0,09 % d'azote de sodium. Le tampon 1 et le tampon 2 sont des solutions à base de NaCl et de Na2HPO4 avec 0,05 % d'azote de sodium.

**6 Signes de détérioration**  
La solution d'anticorps et la solution tampon sont des liquides clairs. Ne pas utiliser les réactifs en cas d'apparition d'un quelconque signe de turbidité ou de contamination. Pour toutes questions concernant la performance ou la qualité du produit, veuillez contacter votre représentant Sysmex local pour l'assistance technique.

**7 Avertissements et mesures de précaution**  
Les réactifs contiennent de l'azote de sodium 14 mM comme agent conservateur. La faible concentration de l'azote de sodium ne nécessite aucun marquage comme substance dangereuse, mais les mesures de sécurité normales relatives à la manipulation des produits chimiques doivent être observées. Se reporter à la fiche de données de sécurité pour obtenir la liste complète des avertissements et mesures de précaution.

**8 Équipement supplémentaire requis**  
Instruments requis: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 ou CY-S-3023)  
Matériel requis: Tubes d'échantillon 3,5 ml (REF No.: 04-2000)  
Une pipette 10 µl validée et embouts de pipette  
Une pipette 20 µl validée et embouts de pipette  
Une pipette 100 - 1000 µl validée et embouts de pipette  
Système de prélèvement de sang veineux avec EDTA comme anticoagulant  
Chronomètre

**9 Préparation des réactifs**  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), le réactif à base d'anticorps est prêt à l'emploi.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), le réactif à base d'anticorps est prêt à l'emploi.  
Tampon 1 (REF No.: 05-8405-03), la solution tampon est prête à l'emploi.  
Tampon 2 (REF No.: 05-8405-04), la solution tampon est prête à l'emploi.

**10 Prélèvement, manipulation et stockage de l'échantillon primaire**  
**AVERTISSEMENT** *Tous les échantillons et matériaux biologiques sont considérés comme biologiquement dangereux et doivent être manipulés comme s'ils étaient susceptibles de transmettre une infection. Les mesures de sécurité et les procédures de manipulation appropriées doivent être appliquées conformément aux lois et aux réglementations en vigueur.*

- L'échantillon de sang doit être un échantillon de sang veineux total, prélevé à l'aide d'un système de prélèvement sanguin contenant de l'EDTA comme anticoagulant.
- L'échantillon de sang doit être transporté dans un récipient solide, hermétique à la lumière, et ne doit pas être exposé à des températures élevées. Une boîte en polystyrène avec un dispositif de réfrigération, par exemple, constitue un conteneur de transport approprié. Les meilleures conditions de transport seraient en dessous de 25 °C si le transport ne prend pas plus de 6 heures après le don.
- Pour le transport et le stockage plus de 6 heures, le sang doit être conservé entre 2 - 8 °C.
- Ne pas congelier ni décongeler l'échantillon de sang.
- Pour des conditions optimales, l'utilisation de sang doit être frais, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être réutilisé plus de six heures entre le prélèvement et l'analyse.
- Les échantillons de sang peuvent être utilisés jusqu'à 24 heures après la prise de sang, s'ils sont conservés au réfrigérateur à une température comprise entre 2 - 8 °C.
- Avant l'utilisation, les tubes d'échantillon de sang doivent être retournés doucement 8 - 10 fois.
- Ne pas utiliser des échantillons de sang coagulé.

**11 Procédure d'examen**  
**REMARQUE** *Le pipetage à l'envers est essentiel à la précision, tout particulièrement en cas de délivrance d'échantillons visqueux et de volumes d'échantillons très réduits. Pour le pipetage de sang total, nous recommandons l'utilisation d'une pipette électronique calibrée qui est préprogrammée pour fonctionner en mode de pipetage à l'envers.*  
En l'absence d'une pipette électronique, suivre les présentes consignes pour procéder à un pipetage manuel à l'envers :

- Enfoncer le bouton d'actionnement jusqu'à la deuxième butée. Laisser le bouton remonter entièrement, l'excès d'échantillon est aspiré dans la pointe.
- Enfoncer le bouton d'actionnement jusqu'à la première butée pour expulser un volume précis de sang tout en conservant l'excès d'échantillon dans la pointe.
- Éliminer la pointe de pip



## Instrucciones de uso

### Identificación del reactivo para DIV Nombre del producto: Kit CD4% easy count

Vial con CD4 mAb PE		
Vial con CD45 mAb PE-Cy5		
Botella con solución amortiguadora 1		
Botella con solución amortiguadora 2		
1 Descripción		
Especificidad	CD4 humano	CD45 humano
Isotipo	IgG1	IgG1
Contenido	100 tests	100 tests
Fluorocromo	PE	PE-Cy5
λ de excitación (nm)	532 / 488	532 / 488
Emisión máxima (nm)	578	670

### 2 Uso previsto

Para diagnóstico *in vitro*.  
El kit CD4% easy count es un test cuantitativo manual de DIV de cuatro componentes para el marcaje de leucocitos y una subpoblación de linfocitos en sangre entera venosa adulta con EDTA, que pueden a continuación enumerarse con el citómetro de flujo IVD Sysmex Partec CyFlow™ Counter. La concentración de linfocitos T CD4 y el CD4% de linfocitos da las muestras de sangre son indicadores útil para iniciar o supervisar el tratamiento de personas infectadas por el VIH junto con otros hallazgos clínicos y de laboratorio. El test está previsto para su uso por parte de profesionales sanitarios con la formación correspondiente.

### 3 Principio del método de análisis

Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

Almacene los reactivos de anticuerpos o solución amortiguadora en un lugar oscuro a 2 - 8 °C. No congele ni exponga los reactivos a temperaturas elevadas o a la luz solar directa.  
2. Tiempo de conservación tras abrir por primera vez:  
Una pipeta verificada de 10 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 20 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 100 - 1000 µl y puntas de pipeta Sistema de extracción de sangre venosa con EDTA como anticoagulante

3. Tiempo de conservación tras abrir por primera vez:  
Una pipeta verificada de 10 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 20 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 100 - 1000 µl y puntas de pipeta Sistema de extracción de sangre venosa con EDTA como anticoagulante

4. Almacenamiento y tiempo de conservación tras abrir por primera vez:  
Almacene los reactivos de anticuerpos o solución amortiguadora en un lugar oscuro a 2 - 8 °C. No congele ni exponga los reactivos a temperaturas elevadas o a la luz solar directa.  
2. Tiempo de conservación tras abrir por primera vez:  
Una pipeta verificada de 10 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 20 µl y puntas de pipeta Una pipeta verificada de 100 - 1000 µl y puntas de pipeta Sistema de extracción de sangre venosa con EDTA como anticoagulante

5. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

6. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

7. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

8. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

9. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

10. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

11. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

12. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

13. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

14. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

15. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

16. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

17. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

18. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

19. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

20. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

21. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

22. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

23. Principio del método de análisis:  
Se mezcla una cantidad equivalente de una muestra de sangre entera con EDTA con dos anticuerpos (CD4 y CD45), cada uno conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones celulares específicas. Tras un tiempo fijo de incubación, se añaden las dos soluciones amortiguadoras y la muestra está lista para su análisis en el citómetro de flujo CyFlow™ Counter. La fuente de luz excita el tinte fluorocromo vinculando cada célula teñida a la luz azul después de su uso y utiliza puntas de pipeta nuevas cada vez que tome muestras del reactivo para evitar la contaminación. En estas condiciones de almacenamiento, el kit CD4% easy count permanecerá estable hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del kit.

• Tras el análisis de la muestra, el dispositivo se define y se limpia automáticamente.  
• Retire y deseche la muestra de sangre conforme a los procedimientos locales de seguridad en laboratorio frente a riesgos biológicos.  
• No incida una segunda medición con el mismo tubo de muestras. Si se requiere una repetición de la medición, se debe preparar un segundo tubo de muestras conforme a 11.1.

11.3 Adquisición y análisis de datos  
El análisis de datos con CyFlow™ Counter solo es posible si el control de calidad interno del instrumento ha resultado satisfactorio. Consulte las Instrucciones de uso del CyFlow™ Counter para realizar, si fuera necesario, el procedimiento de inicio y mantenimiento del dispositivo. Los resultados de contar el número de células CD4-T, el porcentaje de células CD4 y el recuento de linfocitos se presentarán en la pantalla. Si las agrupaciones de células teñidas no se pueden diferenciar claramente de las señales de ruido de fondo en el diagrama de dispersión lateral de CD4 (véase la figura 2) o bien no se pueden diferenciar claramente las agrupaciones de células positivas para CD4 y CD45, entonces habrá que repetir la preparación de la muestra y la medición.




Figura 1: Ejemplo de agrupaciones bien diferenciadas de granulocitos, otros leucocitos con tinción positiva para CD45 y señales de ruido.

### Identificación del reagente IVD Nombre del producto: CD4% easy count kit

Recipiente contenido CD4 mAb PE		
Recipiente contenido CD45 mAb PE-Cy5		
Frasco contenido Tampón 1		
Frasco contenido Tampón 2		
1 Especificación		
Especificidad	CD4 humano	CD45 humano
Isotipo	IgG1	IgG1
Contenido	100 tests	100 tests
Fluorocromo	PE	PE-Cy5
λ excitación (nm)	532 / 488	532 / 488
Máximo de emisión (nm)	578	670

### 2 Uso previsto

Para uso no diagnóstico *in vitro*.  
El CD4% easy count kit es un test IVD manual cuantitativo con cuatro componentes, para a marcaje de leucocitos y de una subpoblación de linfocitos en sangre total EDTA venosa de adulto, que pueden ser posteriormente enumerados no citómetro de flujo IVD Sysmex Partec CyFlow™ Counter. Una concentración de células CD4 T e CD4% de linfocitos en muestras de sangre son indicadores útil para el inicio o el acompañamiento del tratamiento para pacientes con VIH positivo en conjunción con otros resultados laboratoriales e clínicos. El teste destina-se a ser realizado por profissionais de saúde devidamente qualificados.

3 Principio del método de análisis  
Una muestra de una muestra de sangre total EDTA es mezclada con dos anticuerpos (CD4 e CD45), cada uno de ellos conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones de células específicas. Após um tempo de incubação fixo, as duas soluções amortiguadoras são adicionadas e a amostra fica pronta para análise no citómetro de fluxo CyFlow™ Counter.

4 Armazenamiento e prazo de validade após a primeira abertura  
Armazene os reagentes tampão e e anticorpos entre 2 - 8 °C no escuro. Não congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar direta.  
2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

5 Componentes  
O CD4 mAb PE e o CD45 mAb PE-Cy5 são anticorpos monoclonais murinos fornecidos em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sódio. Tampão 1 e tampão 2 são soluções baseadas em PBS com 0,2% de azida de sódio e solução tampão 2 com 0,09% de azida de sódio.  
6 Indicío de deterioração  
As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qualquer tipo de turbidez ou contaminação.

7 Precauções e advertências  
Os reagentes contêm 14 mM de azida de sódio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

8 Additional required equipment  
Instrumento necessário: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 ou CY-S-3023)  
Equipamento necessário: Tubos de amostra de 3,5 ml (REF No.: 04-2000) Uma pipeta verificada de 10 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 20 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 100 - 1000 µl e pontas de pipeta Sistema de coleta de sangue venoso com EDTA como anticoagulante Cromômetro

9 Preparación do reagente  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
Tampão 1 (REF No.: 05-8405-03), a solução tampão está pronta a usar.  
Tampão 2 (REF No.: 05-8405-04), a solução tampão está pronta a usar.

10 Coleta, manuseamento e armazenamento da amostra principal  
ADVERTÊNCIA: Todas as amostras biológicas e materiais são considerados como perigosos e devem ser manuseados como sendo capazes de transmitir infecção. É necessário aplicar precauções de segurança e procedimentos de manuseamento adequados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

11 Procedimento de análise  
NOTA: A pipetagem reversa é fundamental para a precisão, sobretudo no dispensar volumes de amostra viscosos e muito reduzidos. Para a pipetagem de sangue total, recomendamos a utilização de uma pipeta eletrónica calibrada pré-programada para operar em modo de pipetagem reversa. Se não estiver disponível uma pipeta eletrónica, seguir estas instruções para a pipetagem reversa manual:

• Premir o botão de operação até ao segundo ponto de retenção. Deixar a bota de operação subir completamente o excesso da amostra e aspirar para a ponta.  
• Premir o botão de operação até ao primeiro ponto de retenção para expulsar um volume exatido de sangue, deixando o excesso da amostra na ponta.  
• Deitar a ponta de pipeta com a amostra de sangue em excesso no conteúdo de lixo bio-hazard.

12 Coloração  
• Incube a mistura durante 15 minutos no escuro a 15 - 30 °C.  
• Adicione 400 µl de tampão 1 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.  
• Adicione 400 µl de tampão 2 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.

13 Armazenamiento e prazo de validade após a primeira abertura  
Armazene os reagentes tampão e anticorpos entre 2 - 8 °C no escuro. Não congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar direta.  
2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

14 Componentes  
O CD4 mAb PE e o CD45 mAb PE-Cy5 são anticorpos monoclonais murinos fornecidos em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sódio. Tampão 1 e tampão 2 são soluções baseadas em PBS com 0,2% de azida de sódio e solução tampão 2 com 0,09% de azida de sódio.  
6 Indicío de deterioração  
As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qualquer tipo de turbidez ou contaminação.

15 Precauções e advertências  
Os reagentes contêm 14 mM de azida de sódio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

8 Additional required equipment  
Instrumento necessário: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 ou CY-S-3023)  
Equipamento necessário: Tubos de amostra de 3,5 ml (REF No.: 04-2000) Uma pipeta verificada de 10 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 20 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 100 - 1000 µl e pontas de pipeta Sistema de coleta de sangue venoso com EDTA como anticoagulante Cromômetro

9 Preparación do reagente  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
Tampão 1 (REF No.: 05-8405-03), a solução tampão está pronta a usar.  
Tampão 2 (REF No.: 05-8405-04), a solução tampão está pronta a usar.

10 Coleta, manuseamento e armazenamento da amostra principal  
ADVERTÊNCIA: Todas as amostras biológicas e materiais são considerados como perigosos e devem ser manuseados como sendo capazes de transmitir infecção. É necessário aplicar precauções de segurança e procedimentos de manuseamento adequados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

11 Procedimento de análise  
NOTA: A pipetagem reversa é fundamental para a precisão, sobretudo no dispensar volumes de amostra viscosos e muito reduzidos. Para a pipetagem de sangue total, recomendamos a utilização de uma pipeta eletrónica calibrada pré-programada para operar em modo de pipetagem reversa. Se não estiver disponível uma pipeta eletrónica, seguir estas instruções para a pipetagem reversa manual:

• Premir o botão de operação até ao segundo ponto de retenção. Deixar a bota de operação subir completamente o excesso da amostra e aspirar para a ponta.  
• Premir o botão de operação até ao primeiro ponto de retenção para expulsar um volume exatido de sangue, deixando o excesso da amostra na ponta.  
• Deitar a ponta de pipeta com a amostra de sangue em excesso no conteúdo de lixo bio-hazard.

12 Coloração  
• Incube a mistura durante 15 minutos noescuro a 15 - 30 °C.  
• Adicione 400 µl de tampão 1 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.  
• Adicione 400 µl de tampão 2 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.

13 Armazenamiento e prazo de validade após a primeira abertura  
Armazene os reagentes tampão e anticorpos entre 2 - 8 °C no escuro. Não congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar direta.  
2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

14 Componentes  
O CD4 mAb PE e o CD45 mAb PE-Cy5 são anticorpos monoclonais murinos fornecidos em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sódio. Tampão 1 e tampão 2 são soluções baseadas em PBS com 0,2% de azida de sódio e solução tampão 2 com 0,09% de azida de sódio.  
6 Indicío de deterioração  
As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qualquer tipo de turbidez ou contaminação.

15 Precauções e advertências  
Os reagentes contêm 14 mM de azida de sódio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

• Insira o tubo da amostra com a amostra de sangue preparada na porta de amostragem.  
• Inicie a medição.  
• Após o processamento da amostra, o instrumento para e limpa-se automaticamente.  
• Retire e deseche a amostra de sangue de acordo com os procedimentos de segurança locais do laboratório em termos de perigo biológico.

11.3 Adquisição e análise de datos  
El análisis de datos con CyFlow™ Counter sólo es posible caso o control de calidad interno del instrumento tenha sido executado com êxito.  
Consulte as instruções de utilização do CyFlow™ Counter para informações sobre o procedimento de arranque e a manutenção do dispositivo, se necessário.  
Os resultados da contagem do número de células CD4-T, determinando a percentagem de células CD4 e a contagem de linfocitos serão apresentados na tela. Se os aglomerados das células coradas coradas contra os sinais de ruído de fundo no gráfico de pontos CD45 - SSC não forem claramente separáveis (ver figura 2), ou se os aglomerados de células positivas CD4, células negativas CD4 e monócitos no gráfico de pontos CD4 - SSC não forem claramente separáveis, a preparação e medição da amostra têm de ser repetidas.




Figura 1: Exemplo de aglomerados de granulocitos bem separados, outros leucocitos corados positivos CD45 e sinais de ruído.

2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

3 Principio del método de análisis  
Una muestra de una muestra de sangre total EDTA es mezclada con dos anticuerpos (CD4 e CD45), cada uno de ellos conjugado con un fluorocromo diferente para marcar poblaciones de células específicas. Após um tempo de incubação fixo, as duas soluções amortiguadoras são adicionadas e a amostra fica pronta para análise no citómetro de fluxo CyFlow™ Counter.

4 Armazenamiento e prazo de validade após a primeira abertura  
Armazene os reagentes tampão e anticorpos entre 2 - 8 °C no escuro. Não congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar direta.  
2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

5 Componentes  
O CD4 mAb PE e o CD45 mAb PE-Cy5 são anticorpos monoclonais murinos fornecidos em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sódio. Tampão 1 e tampão 2 são soluções baseadas em PBS com 0,2% de azida de sódio e solução tampão 2 com 0,09% de azida de sódio.  
6 Indicío de deterioração  
As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qualquer tipo de turbidez ou contaminação.

7 Precauções e advertências  
Os reagentes contêm 14 mM de azida de sódio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

8 Additional required equipment  
Instrumento necessário: CyFlow™ Counter (REF No.: CY-S-3022 ou CY-S-3023)  
Equipamento necessário: Tubos de amostra de 3,5 ml (REF No.: 04-2000) Uma pipeta verificada de 10 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 20 µl e pontas de pipeta Uma pipeta verificada de 100 - 1000 µl e pontas de pipeta Sistema de coleta de sangue venoso com EDTA como anticoagulante Cromômetro

9 Preparación do reagente  
CD4 mAb PE (REF No.: 05-8405-01), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
CD45 mAb PE-Cy5 (REF No.: 05-8405-02), o reagente de anticorpos está pronto a usar.  
Tampão 1 (REF No.: 05-8405-03), a solução tampão está pronta a usar.  
Tampão 2 (REF No.: 05-8405-04), a solução tampão está pronta a usar.

10 Coleta, manuseamento e armazenamento da amostra principal  
ADVERTÊNCIA: Todas as amostras biológicas e materiais são considerados como perigosos e devem ser manuseados como sendo capazes de transmitir infecção. É necessário aplicar precauções de segurança e procedimentos de manuseamento adequados em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

11 Procedimento de análise  
NOTA: A pipetagem reversa é fundamental para a precisão, sobretudo no dispensar volumes de amostra viscosos e muito reduzidos. Para a pipetagem de sangue total, recomendamos a utilização de uma pipeta eletrónica calibrada pré-programada para operar em modo de pipetagem reversa. Se não estiver disponível uma pipeta eletrónica, seguir estas instruções para a pipetagem reversa manual:

• Premir o botão de operação até ao segundo ponto de retenção. Deixar a bota de operação subir completamente o excesso da amostra e aspirar para a ponta.  
• Premir o botão de operação até ao primeiro ponto de retenção para expulsar um volume exatido de sangue, deixando o excesso da amostra na ponta.  
• Deitar a ponta de pipeta com a amostra de sangue em excesso no conteúdo de lixo bio-hazard.

12 Coloração  
• Incube a mistura durante 15 minutos noescuro a 15 - 30 °C.  
• Adicione 400 µl de tampão 1 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.  
• Adicione 400 µl de tampão 2 e centrifugue brevemente ou bata cuidadosamente no tubo para misturar a amostra. Descarte a ponta da pipeta.

13 Armazenamiento e prazo de validade após a primeira abertura  
Armazene os reagentes tampão e anticorpos entre 2 - 8 °C no escuro. Não congele nem exponha os reagentes a temperaturas elevadas e mantenha-os protegidos da luz solar direta.  
2. Prazo de validade após a primeira abertura:  
Fechado sempre o frasco após a utilização e utilize pontas de pipeta novas de cada vez que o reagente é amostrado, para evitar a contaminação.

14 Componentes  
O CD4 mAb PE e o CD45 mAb PE-Cy5 são anticorpos monoclonais murinos fornecidos em tampão PBS com 0,2% de BSA e 0,09% de azida de sódio. Tampão 1 e tampão 2 são soluções baseadas em PBS com 0,2% de azida de sódio e solução tampão 2 com 0,09% de azida de sódio.  
6 Indicío de deterioração  
As soluções tampão e de anticorpos são líquidos transparentes. Não utilize os reagentes caso surja qualquer tipo de turbidez ou contaminação.

15 Precauções e advertências  
Os reagentes contêm 14 mM de azida de sódio como conservante. A baixa concentração de azida de sódio não exige a rotulagem como substância perigosa, mas é necessário respeitar as precauções de segurança normais relativas ao manuseamento dos produtos químicos. Consulte a ficha de segurança para obter uma lista completa das advertências e precauções.

Read and follow instructions carefully.

Note: Changes to previous version highlighted

**1 Identification of the IVD reagent**

Name	CD4% easy count kit	
Ref. No.	05-8411	
UDI-DI	04250878904849	
Content	Vial containing CD4 mAb PE	05-8411-01
	Vial containing CD45 mAb PE-Cy5	05-8411-02
	Bottle containing Buffer 1	05-8411-03
	Bottle containing Buffer 2	05-8411-04
	<i>All components are ready to use.</i>	

**2 Specification**

Specificity	Human CD4	Human CD45
Isotype	IgG1	IgG1
Clone	Mouse MEM-241	Mouse MEM-28
Content	100 tests	100 tests
Fluorochrome	PE	PE-Cy5
λ excitation (nm)	496 / 566	565
Emission maximum (nm)	576	666

**3 Intended purpose**

IVD For In Vitro Diagnostic Use.

The CD4% easy count kit is a four-component, quantitative IVD test for labelling of leukocytes and a subpopulation of lymphocytes in adult venous EDTA whole blood, which can then be enumerated with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer after manual sample preparation. The CD4 T cell concentration and CD4% of lymphocytes in blood samples are useful to assess the immune and clinical status of patients. They are indicators for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. The test is intended to be performed by trained healthcare professionals.

**4 Principle of the procedure**

An aliquot of an EDTA whole blood sample is mixed with two antibodies (CD4 and CD45), each conjugated to a different fluorochrome for labelling dedicated cell populations. After a fixed incubation time, the two buffer solutions are added, and the sample is ready for analysis e.g., on the CyFlow™ Counter flow cytometer. The light source excites the fluorescent dye linked with the stained cell and the emitted light is detected while a precise volume of blood sample is running through the instrument. The concentration of the dedicated cell populations is calculated by the integrated software.

For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer.

**5 Storage and shelf life**

*5.1 Unopened product*

Store the antibody and buffer reagents at 2 - 8°C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep them away from direct sunlight. Under these conditions the reagent kit will be stable until the expiration date printed on the label. Do not use the reagents after the expiration date.

### 5.2 Product after first opening

Always close the bottle after use and use new pipette tips each time the reagent is sampled to avoid contamination. The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagents if stored at stated storage conditions and used according to the instructions above.

## 6 Components

CD4 mAb PE and CD45 mAb PE-Cy5 are murine monoclonal antibodies supplied in PBS buffer with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide. Buffer 1 and Buffer 2 are PBS-based solutions containing 0.09% sodium azide.

## 7 Evidence of deterioration

The antibody and buffer solutions are clear liquids. Do not use the reagents after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

## 8 Precautions and warnings

Reagents contain 0.09% sodium azide as a preservative. The low concentration of sodium azide does not require hazard labelling, but the normal safety precautions for the handling of chemicals must be observed. Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions. Safety Data Sheet for this product is available at <http://www.sysmex-partec.com/services>, or at <https://us.sysmex-flowcytometry.com/>.

## 9 Additional required equipment

<i>Instrument:</i>	Suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer, i.e., CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3022 or CY-S-3023)
<i>Laboratory equipment:</i>	Venous blood collection system with EDTA (K2 or K3) as anticoagulant Calibrated pipettes with disposable pipette tips for 10, 20 and 100-1000 µL Sample tube(s) compatible with the flow cytometer Adequate personal protective equipment Stopwatch

Other materials may be required. Refer to the appropriate flow cytometer IFU for more information.

## 10 Disposal

Dispose of product after the expiration date in accordance with local regulations.

## 11 Primary sample collection, handling and storage

**WARNING** *All biological specimens and materials are considered biohazards and should be handled as if capable of transmitting infection. Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.*

- The blood sample must be a venous, whole-blood sample from a human adult, collected with a blood collection system which contains EDTA (K2 or K3) as anticoagulant.
- The blood sample must be transported in a container, protected from light and not exposed to elevated temperatures (e.g. a polystyrene box with cooling material).
- For best conditions, use fresh blood samples.
- Blood samples can be used up to 24 hours after drawing if they are stored at 2 - 8°C. Blood samples that have been transported and stored at up to 30°C must be analysed within 6 hours after drawing.
- Do not freeze and thaw the blood sample.
- Before use, gently invert the sample tubes containing the blood 8 to 10 times.
- Do not use clotted blood samples.

## 12 Examination procedure

**NOTE** *Reverse pipetting is critical to accuracy, especially when dispensing viscous and very small sample volumes. For whole blood pipetting, we recommend using a calibrated electronic pipette which is preprogrammed to operate in the reverse pipetting mode. If an electronic pipette is not available, follow these instructions for manual reverse pipetting:*

- *Depress the operating button to the second stop and place it in the homogenised specimen. Let the operating button move up completely. Excess sample is drawn up into the tip.*
- *Depress the operating button to the first stop to expel a precise volume of blood, leaving excess sample in the tip.*
- *Discard pipette tip with excess blood sample in the tip into medical waste container.*

*Do not use reverse pipetting for antibody or buffer solutions.*

### 12.1 Quality control procedure

The CD4% easy count kit can be used without a biological control material. For information on the quality control procedure for the Sysmex Partec IVD flow cytometer, please refer to the corresponding instructions for use.

### 12.2 Staining

1. Invert the blood sample in the EDTA blood collection tube gently 8 to 10 times.
2. Pipette 20 µL EDTA whole blood sample to the bottom of an unused sample tube. Avoid leaving a trail of blood from the pipette tip on the inner tube wall. Discard the pipette tip.
3. Add 10 µL CD4 mAb PE directly into the blood sample and mix it gently. Avoid leaving a trail of blood from the pipette tip on the inner tube wall. Discard the pipette tip.
4. Add 10 µL CD45 mAb PE-Cy5 directly into the blood sample and mix it gently. Avoid leaving a trail of blood from the pipette tip on the inner tube wall. Discard the pipette tip.
5. Incubate the mixture for a minimum of 15 minutes and a maximum of 30 minutes at 15 - 30°C in the dark.
6. Add 400 µL Buffer 1 and vortex briefly or tap tube gently to mix the sample. Discard the pipette tip.
7. Add 400 µL Buffer 2 and vortex briefly or mix the sample by pipetting up and down. Discard the pipette tip.
8. Proceed with sample analysis immediately.

**NOTE** *After addition of Buffer 1, samples can be stored for up to 2 hours at 2 - 8°C in the dark. After addition of Buffer 2, samples must be analysed within 10 minutes. Briefly vortex or mix the sample again by pipetting up and down immediately before analysis. Do not use samples that have exceeded maximum storage time.*

### 12.3 Sample analysis

Please refer to the IFU of the Sysmex Partec IVD flow cytometer for how to operate the instrument. The start-up procedures and the internal quality control procedure must be successfully completed before sample analysis. The following steps describe the sample analysis on a suitable CyFlow™ Counter.

1. Choose and load the configuration for CD4% measurement from the menu bar of the CyFlow™ Counter.
2. Insert the sample tube with the prepared blood sample into the sample port.
3. Start the measurement.  
*After the sample run, the instrument stops and cleans automatically.*
4. Remove the sample tube from the sample port and dispose of tube and remaining blood sample in accordance with local laboratory biohazard safety procedures.

Do not start a second measurement with the leftovers in the sample tube. If a duplicate or repeat measurement is required, use a new sample tube, and prepare a fresh sample.

12.4 Data acquisition and analysis

The following steps describe the data acquisition and analysis on a suitable CyFlow™ Counter.

Data analysis with the CyFlow™ Counter should only be performed after the internal quality control of the instrument was successful.

Please refer to the IFU of the CyFlow™ Counter for start-up procedure and maintenance of the device, if necessary.

The CD4 T cell counting result, CD4 percentage and lymphocyte concentration will be displayed on the screen. For results to be reliable there must be good separation of cell clusters as shown in Figure 1. If the clusters of stained cells towards the debris signals in the CD45 - SSC dot plot are not clearly separable (see Figure 2), or the clusters of CD4 positive cells, CD4 negative cells and monocytes in the CD4 - SSC dot plot are not clearly separable, the sample preparation and measurement must be repeated.




Figure 1: Example of well separated clusters of granulocytes, other CD45 positive stained leucocytes and debris signals.




Figure 2: Examples of poor separation between debris and CD45 positive stained leucocytes. These samples are not analysable.

Results will be incorrect if gate positioning of CD45 positive stained cells (R3) is not done precisely.

**13 Calculation of examination results**

Calculation of the cell concentration is part of the software-based data analysis, which provides the result in CD4% values, and CD4 T cells per  $\mu\text{L}$  blood sample after each measurement. For further information, please refer to the IFU of the Sysmex Partec IVD flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter.

**14 Interpretation of results**

Human Immunodeficiency Virus (HIV) is one of the main reasons for CD4 T cell depletion, which debilitates the immune system. The CD4 T cell concentration and CD4% of lymphocytes in blood samples are useful to assess the immune and clinical status of patients. They are indicators for the initiation or follow-up of treatment for people living with HIV, in conjunction with other laboratory and clinical findings. Results should be interpreted by physicians, in conjunction with locally applicable HIV treatment guidelines.

**15 Analytical performance characteristics**

*15.1 Analytical sensitivity*

Please refer to Limit of detection in section 15.4.

*15.2 Analytical specificity*

The clone MEM-241 recognises CD4 antigen, a 55kDa transmembrane glycoprotein expressed on a subset of T lymphocytes ("helper" T cells) and on monocytes, tissue macrophages and granulocytes. HCDM (former HLDA VIII) Meeting, May 2006, Québec, Canada; WS Code M241[1]

The clone MEM-28 reacts with all alternative forms of human CD45 antigen (Leukocyte Common Antigen), a 180-220kDa single chain type I transmembrane protein expressed at high level on all cells of hematopoietic origin, except erythrocytes and platelets. HLDA III; WS Code NL 833a[2]

*15.3 Accuracy*

**Trueness/Bias**

EDTA whole blood specimens were stained with CD4% easy count kit and analysed on the CyFlow™ Counter (CyView™ 2.11) at three test sites (n = 1021 total). CD4 absolute and CD4% values were compared with results from a BD FACSCalibur™ using BD Tritest™ or Multitest reagents and BD Trucount™ tubes and showed a mean bias of -18.71% (CD4 absolute, limits of agreement: -52.95%; +15.52%) and +0.82% (CD4%, limits of agreement: -29.46%; +31.10%) between both methods.

**Precision**

*Tab. 1: Evaluation of repeatability for the CD4 and CD4% values of the CD4% easy count kit using low and normal blood controls.*

Sample	N	CD4 value – Repeatability (SD)	CD4 value – Repeatability (%CV in %)	CD4% value – Repeatability (SD% in %)	CD4% value – Repeatability (%CV in %)
Low Blood Control (< 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	405	6.90	5.60	0.58	5.90
Normal Blood Control ( $\geq$ 200 CD4 T cells/ $\mu\text{L}$ )	404	44.30	4.80	0.79	1.80

SD = Standard Deviation

%CV = Coefficient of Variation as a percentage

*Tab. 2: Evaluation of reproducibility for the CD4 and CD4% values of the CD4% easy count kit using low and normal blood controls.*

Sample	N	CD4 value – Reproducibility (SD)	CD4 value – Reproducibility (%CV in %)	CD4% value – Reproducibility (SD% in %)	CD4% value – Reproducibility (%CV in %)
Low Blood Control (< 25% CD4%)	225	8.30	6.70	0.98	11.13
Normal Blood Control ( $\geq$ 25% CD4%)	225	65.80	7.00	2.07	5.00

SD = Standard Deviation

%CV = Coefficient of Variation as a percentage

15.4 Detection capabilities

The evaluation for Limit of Blank (LoB), Limit of Detection (LoD) and Limit of Quantitation (LoQ) was carried out according to the specifications in the guideline CLSI EP17-A2.

LoB: 1 CD4 T cells/μL

LoD: 3 CD4 T cells/μL

LoQ: 20 CD4 T cells/μL

15.5 Measuring range/Linearity

For CD4 by using the polynomial method according to CLSI EP06-A, the method has been demonstrated to be linear from 40 to 2500 CD4 T cells/μL within 10% of the 1st order fit at > 200 CD4 T cells/μL and within ± 20 cells/μL at ≤ 200 CD4 T cells/μL in this interval.

For CD4% by using the polynomial method according to CLSI EP06-A, the method has been demonstrated to be linear for CD4% values from 4 to 60% within 10% of the 1st order fit at > 200 CD4 T cells/μL and within ± 20 cells/μL at ≤ 200 CD4 T cells/μL in this interval.

15.6 Assay cut-offs

The cut-offs are defined by the World Health Organization (WHO) and were initially specified as 200 cells/μL, later as 350 cells/μL and 500 cells/μL.[3][4][5] For managing Advanced HIV Disease (AHD) a cut-off of 200 cells/μL was set.[6] The clinical parameters were determined using the 3 cut-offs.

16 Clinical performance characteristics

16.1 Diagnostic sensitivity & specificity, positive & negative predictive value, likelihood ratio

Tab. 3: Evaluation of diagnostic parameters of blood specimens from HIV positive patients and other patients undergoing routine CD4 T+ cell enumeration from three sites for the CD4 values of the CD4% easy count kit with three different cut-offs, reference method: BD FACSCalibur™, n = 1021.

Cut-off [cells/ μL]	Sensitivity (%) (95% CI)	Specificity (%) (95% CI)	PPV (%) (95% CI)	NPV (%) (95% CI)	PLR (95% CI)	NLR (95% CI)
200	98.2 (94.9 -99.4)	93.4 (91.6-94.9)	74.7 (68.5-79.9)	99.6 (98.9-99.9)	14.96 (11.61-19.29)	0.02 (0.01-0.06)
350	98.6 (96.8-99.4)	83.1 (80.0-85.7)	76.5 (72.5-80.1)	99.1 (97.9-99.6)	5.82 (4.91-6.90)	0.02 (0.01-0.04)
500	99.7 (98.8-99.9)	69.5 (65.1-73.7)	81.2 (78.2-83.9)	99.4 (97.7-99.8)	3.27 (2.84-3.77)	0.01 (0.01-0.02)

CI = Confidence Interval

PLR = Positive Likelihood Ratio

PPV = Positive Predictive Value

NLR = Negative Likelihood Ratio

NPV = Negative Predictive Value

Tab. 4: Evaluation of diagnostic parameters of blood specimens from HIV positive patients and other patients undergoing routine CD4 T+ cell enumeration from three sites for the CD4% values of the CD4% easy count kit with one cut-off, reference method: BD FACSCalibur™, n = 1021.

Cut-off [%]	Sensitivity (%) (95% CI)	Specificity (%) (95% CI)	PPV (%) (95% CI)	NPV (%) (95% CI)	PLR (95% CI)	NLR (95% CI)
25	96.2 (94.4-97.5)	96.3 (94.1-97.7)	97.2 (95.6-98.3)	95.0 (92.6-96.7)	26.17 (16.17-42.34)	0.04 (0.03-0.06)

CI = Confidence Interval

PLR = Positive Likelihood Ratio

PPV = Positive Predictive Value

NLR = Negative Likelihood Ratio

NPV = Negative Predictive Value

16.2 Expected values in normal and affected populations

Expected CD4 counts in healthy individuals with no HIV, in HIV positive patients under treatment or with low viral load: > 500 CD4 T cells/μL.[5] Cut-off values for HIV positive patients < 500 / 350 / 200 CD4 T cells/μL (see section 15.6).

## 17 Limitations

Patient measurements of CD4 and CD4% made using Sysmex Partec assays should not be used alongside measurements obtained from other manufacturer's methods of determining CD4 and CD4%. Use the assay only with a suitable Sysmex Partec IVD flow cytometer. Values obtained using other equipment or assays are not interchangeable.

Different endogenous and exogenous substances were tested according to the CLSI EP07-A2 guideline for possible interfering effects which could have an influence on the blood sample analysis. In summary,  $\geq 18\%$  haemolysis (induced by using the protocol recommended in the CLSI EP07-A2, Appendix G, G1 - Osmotic Shock Procedure) was observed to show an interfering effect. For that reason, haemolysed samples should be rejected. Excessive levels of white blood cells lead to increased CD4 concentrations.

The presence of antibodies in a patient's specimen (e.g., human anti-animal antibodies, rheumatoid factors, or therapeutic antibodies) can interfere with the principle of the examination procedure. If antibodies directly interfere with CD4 mAb PE and/or CD45 mAb PE-Cy5, this could result in spuriously low CD4 concentrations.[7][8]

The presence of endogenous proteins in a patient's specimen (e.g., factors of the complement system or enzymes) can interfere with the principle of the examination procedure. If endogenous proteins directly interfere with CD4 mAb PE and/or CD45 mAb PE-Cy5, this could result in spuriously low CD4 concentrations.[9]

Chronic smoking may lead to an increase in the number of leukocytes, which might lead to an over-estimation of cell counts.[10][11]

Accurate and reproducible results will be obtained if the procedures used are in accordance with the IFU and compatible with good laboratory practices. This includes the avoidance of contaminations from various sources such as sample collection and preparation material.

## 18 Literature

- [1] Zola et al. CD molecules 2006 – Human cell differentiation molecules. *Journal of Immunological Methods*, 2007; 319: 1-5.
- [2] Cobbold S, Hale G, Waldmann H. Non-lineage, LFA-1 family and leukocyte common antigens: new and previously defined clusters. In: *Leukocyte typing III. White cell differentiation antigens*. McMichael AJ (ed). Oxford: Oxford University Press, 1987: 788–803.
- [3] World Health Organization. *Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2006.
- [4] World Health Organization. *Antiretroviral therapy for HIV infection in adults and adolescents: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2010.
- [5] World Health Organization. *Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection: recommendations for a public health approach*. Geneva: World Health Organization; 2013.
- [6] World Health Organization. *Guidelines for Managing Advanced HIV Disease and Rapid Initiation of Antiretroviral Therapy*. Geneva: World Health Organization; 2017.
- [7] Ghazal K, Brabant S, Prie D, Piketty M. Hormone Immunoassay Interference: A 2021 Update. *Annals of Laboratory Medicine*, 2021; 42: 3-23. doi: 10.3343/alm.2022.42.1.3
- [8] García-González et al. Serum sample containing endogenous antibodies interfering with multiple hormone immunoassays. Laboratory strategies to detect interference. *Practical Laboratory Medicine*, 2016; 4: 1–10. doi: 10.1016/j.plabm.2015.11.001
- [9] Dimeski G. Interference Testing. *Clinical Biochemist Reviews*, 2008; 29: 43–48.
- [10] Irjala K M, Grönroos P E. Preanalytical and analytical factors affecting laboratory results. *Annals of Medicine*, 1998; 30:267-272. doi: 10.3109/07853899809005854
- [11] Pedersen et al. Smoking and increased white and red blood cells. A Mendelian randomization approach in the Copenhagen General Population Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 2019; 39: 965-977. doi: 10.1161/ATVBAHA.118.312338

## 19 Summary of safety and performance

The summary of safety and performance will be supplied in the Eudamed database.

20 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Tel +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
E-mail: info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

21 Symbols



Reference number



Manufacturer



Batch code



Keep away from  
sunlight



Temperature limit



In vitro diagnostic  
medical device



Use-by date



Consult instructions  
for use



CE mark



Contains sufficient for  
<n> tests



Content of kit



Unique device identifier

22 Date of issue or revision

Rev.: 001  
Rev. date: 13-03-2024  
Doc. No.: 05-8411 IFU GB EN

CN 2148

Cy and CyDye are trademarks of Cytiva or one of its subsidiaries.

## 1 Identification of the IVD reagent

<i>Name</i>	Cleaning Solution
<i>Ref. No.</i>	04-4017
<i>UDI-DI</i>	04250878904795
<i>Content</i>	250 mL, ready to use

## 2 Intended purpose

 For In Vitro Diagnostic Use.

Cleaning Solution is intended to clean the sample pathway of Sysmex Partec clinical flow cytometers. Cleaning Solution is ready to use and will be fed to the instrument via sample port manually or via automated loading system. Cleaning Solution is a general laboratory accessory solution and does not provide any diagnostic information.

Handling with Cleaning Solution is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

## 3 Principle of the procedure

The product, as an accessory solution for flow cytometry, is used for cleaning the sample pathway of Sysmex Partec clinical flow cytometers.

For further information refer to the Instructions for Use of the flow cytometer.

## 4 Storage and shelf life

### 4.1 Unopened product

Store Cleaning Solution at 18-30 °C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

### 4.2 Product after first opening

The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagent if stored at stated storage conditions and used according to the Instructions for Use (IFU).

## 5 Components

Cleaning Solution is an aqueous solution without hazardous components. For further information refer to the Safety Data Sheet.

## 6 Evidence of deterioration

Cleaning Solution is a clear green liquid. Do not use Cleaning Solution after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

## 7 Precaution and warnings

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

## 8 Additional required equipment

<i>Instrument:</i>	Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023) For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the flow cytometer.
<i>Laboratory equipment:</i>	A calibrated pipette and pipette tips Sample tube(s) compliant with the flow cytometer Personal protective equipment

## 9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

## 10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Phone +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

## 11 Symbols

 Reference number	 Manufacturer	 Batch code
 Temperature limit	 In vitro diagnostic medical device	 Use-by date
 Consult instructions for use	 CE mark	 Unique device identifier

## 12 Date of issue or revision

Rev.: 001  
Rev. date: 15-12-2021  
Doc. No.: 04-4017 IFU GB EN

CN 2181

## 1 Identification of the IVD reagent

Name	Count Check Beads green
Ref. No.	05-4026
UDI-DI	04250878904825
Content	2 x 25 mL, ready to use

## 2 Intended Purpose

 For In Vitro Diagnostic Use.

Count Check Beads green is a dedicated concentrated solution of suitable beads, to be used for a quantitative quality control measurement. It is recommended for the daily quality control of Sysmex Partec clinical flow cytometers, equipped with green excitation light source. It is ready to use and will be fed to the instrument via sample port manually or via automated loading system. Count Check Beads green is a control material and does not provide any diagnostic information.

Handling with Count Check Beads green is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

## 3 Principle of the procedure

Count Check Beads green, as a control material, is used for a quantitative quality control measurement of Sysmex Partec clinical flow cytometers by enumeration of beads with a dedicated concentration within the Count Check Beads green solution. Shake the Count Check Beads green bottle thoroughly for 15 seconds prior use.

For further information refer to the Instructions for Use of the flow cytometer.

## 4 Storage and shelf life

### 4.1 Unopened product

Store the reagent at 2-8 °C in the dark. Do not freeze or expose the reagents to elevated temperatures and keep it away from direct sunlight. Under these conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

### 4.2 Product after first opening

The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagent if stored at stated storage conditions and used according to the Instructions for Use (IFU).

## 5 Components

Count Check Beads green are beads in an aqueous solution.

## 6 Evidence of deterioration

Count Check Beads green are a clear liquid. Do not use Count Check Beads green after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex Representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

## 7 Precautions and warnings

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

### 8 Additional required equipment

*Instrument:* Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)  
 For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the flow cytometer.

*Laboratory equipment:* A calibrated pipette and pipette tips  
 Sample tube(s) compliant to the flow cytometer  
 Personal protective equipment

### 9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

### 10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
 Arndtstraße 11 a-b  
 02826 Görlitz  
 Germany

Phone +49 3581 8746 0  
 Fax +49 3581 8746 70  
 info@sysmex-partec.com  
 www.sysmex-partec.com

### 11 Symbols

 Reference number	 Manufacturer	 Batch code
 Temperature limit	 In vitro diagnostic medical device	 Use-by date
 Consult instructions for use	 CE mark	 Unique device identifier
 Keep away from sunlight	 Concentration of beads	 Fragile, handle with care

### 12 Date of issue or revision

Rev.: 001  
 Rev. date: 30-11-2021  
 Doc. No.: 05-4026 IFU GB EN

CN 2180

## 1 Identification of the IVD reagent

Name	Decontamination Solution
Ref. No.	04-4018
UDI-DI	04250878904801
Content	250 mL, ready to use

## 2 Intended purpose

IVD For In Vitro Diagnostic Use.

Decontamination Solution is a solution to clean sample pathways of Sysmex Partec clinical flow cytometers by reducing residual protein. It is ready to use and will be fed to the instrument via sample port manually or via automated loading system. Decontamination Solution is a general laboratory accessory solution and does not provide any diagnostic information.

Handling with Decontamination Solution is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

## 3 Principle of the procedure

The product, as an accessory solution for flow cytometry, is used for cleaning the sample pathway of Sysmex Partec clinical flow cytometers by enzymatic reduction of proteins.

For further information refer to the Instructions for Use of the flow cytometer.

## 4 Storage and shelf life

### 4.1 Unopened product

Store Decontamination Solution at 18-30 °C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

### 4.2 Product after first opening

The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagent if stored at stated storage conditions and used according to the Instructions for Use (IFU).

## 5 Components

Decontamination Solution is an aqueous solution without hazardous components. For further information refer to the Safety Data Sheet.

## 6 Evidence of deterioration

Decontamination Solution is a clear violet liquid. Do not use Decontamination Solution after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the component authority of the Member State in which the user is located.

## 7 Precaution and warnings

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

### 8 Additional required equipment

- Instrument:* Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)  
 For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the flow cytometer.
- Laboratory equipment:* A calibrated pipette and pipette tips  
 Sample tube(s) compliant with the flow cytometer  
 Personal protective equipment

### 9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

### 10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
 Arndtstraße 11 a-b  
 02826 Görlitz  
 Germany

Phone +49 3581 8746 0  
 Fax +49 3581 8746 70  
 info@sysmex-partec.com  
 www.sysmex-partec.com

### 11 Symbols

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Reference number               |  Manufacturer                         |  Batch code                 |
|  Temperature limit             |  In vitro diagnostics medical device |  Use-by date               |
|  Consult instructions for use |  CE mark                            |  Unique device identifier |

### 12 Date of issue or revision

Rev.: 001 CN 2182  
 Rev. date: 15-12-2021  
 Doc. No.: 04-4018 IFU GB EN

## 1 Identification of the IVD reagent

<i>Name</i>	Decontamination Solution
<i>Ref. No.</i>	04-4018
<i>UDI-DI</i>	04250878904801
<i>Content</i>	250 mL, ready to use

## 2 Intended purpose

**IVD** For In Vitro Diagnostic Use.

Decontamination Solution is a solution to clean sample pathways of Sysmex Partec clinical flow cytometers by reducing residual protein. It is ready to use and will be fed to the instrument via sample port manually or via automated loading system. Decontamination Solution is a general laboratory accessory solution and does not provide any diagnostic information.

Handling with Decontamination Solution is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

## 3 Principle of the procedure

The product, as an accessory solution for flow cytometry, is used for cleaning the sample pathway of Sysmex Partec clinical flow cytometers by enzymatic reduction of proteins.

For further information refer to the Instructions for Use of the flow cytometer.

## 4 Storage and shelf life

### 4.1 Unopened product

Store Decontamination Solution at 18-30 °C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

### 4.2 Product after first opening

The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagent if stored at stated storage conditions and used according to the Instructions for Use (IFU).

## 5 Components

Decontamination Solution is an aqueous solution without hazardous components. For further information refer to the Safety Data Sheet.

## 6 Evidence of deterioration

Decontamination Solution is a clear violet liquid. Do not use Decontamination Solution after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the component authority of the Member State in which the user is located.

## 7 Precaution and warnings

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

### 8 Additional required equipment

- Instrument:* Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)  
 For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the flow cytometer.
- Laboratory equipment:* A calibrated pipette and pipette tips  
 Sample tube(s) compliant with the flow cytometer  
 Personal protective equipment

### 9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

### 10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
 Arndtstraße 11 a-b  
 02826 Görlitz  
 Germany

Phone +49 3581 8746 0  
 Fax +49 3581 8746 70  
 info@sysmex-partec.com  
 www.sysmex-partec.com

### 11 Symbols

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  Reference number               |  Manufacturer                         |  Batch code                 |
|  Temperature limit             |  In vitro diagnostics medical device |  Use-by date               |
|  Consult instructions for use |  CE mark                            |  Unique device identifier |

### 12 Date of issue or revision

Rev.: 001 CN 2182  
 Rev. date: 15-12-2021  
 Doc. No.: 04-4018 IFU GB EN

## 1 Identification of the IVD reagent

Name	Hypochlorite Solution
Ref. No.	04-4019
UDI-DI	04250878904818
Content	250 mL, ready to use

## 2 Intended purpose

IVD For In Vitro Diagnostic Use.

Hypochlorite Solution is intended to clean the sample pathway by reducing possibly remaining blood and/or protein residuals from prior sample measurements in Sysmex Partec clinical flow cytometers. Hypochlorite Solution is ready to use and will be fed to the instrument via sample port manually or via automated loading system. Hypochlorite solution is an accessory solution and does not provide any diagnostic information.

Handling with Hypochlorite Solution is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

## 3 Principle of the procedure

Hypochlorite solution, as an accessory solution for flow cytometry, is used to reduce possible residual proteins in the sample pathway of Sysmex Partec clinical flow cytometers after measurement.

For further information refer to the Instructions for Use of the flow cytometer.

## 4 Storage and shelf life

### 4.1 Unopened product

Store Hypochlorite Solution at 18-30 °C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

### 4.2 Product after first opening

The shelf life after first opening is the same as the shelf life for unopened reagent if stored at stated storage conditions and used according to the Instructions for Use (IFU).

## 5 Components

Hypochlorite Solution is an aqueous solution containing < 1.00 wt% of sodium hypochlorite (CAS no. 7681-52-9).

## 6 Evidence of deterioration

Hypochlorite Solution is a clear liquid. Do not use Hypochlorite Solution after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding to the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the component authority of the Member State in which the user is located.

## 7 Precautions and warnings

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

### 7.1 Warning symbols



GHS05  
Corrosive

7.2 Signal word

DANGER

7.3 Hazards

H314	Causes severe skin burns and eye damage.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

7.4 Precautions

P260	Do not breathe mist/vapours/spray.
P264	Wash thoroughly after handling.
P280	Wear protective gloves/eye protection.
P303+P361+P353	IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
P305+P351+P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P310	Immediately call a POISON CENTER/doctor.
P501	Dispose of contents/container to a facility in accordance with local and national regulations.

8 Additional required equipment

*Instrument:* Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)  
For further information, please refer to the instructions for use (IFU) of the flow cytometer.

*Laboratory equipment:* A calibrated pipette and pipette tips  
Sample tube(s) compliant to the flow cytometer  
Personal protective equipment

9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Phone +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

11 Symbols

 REF	Reference number		Manufacturer	 LOT	Batch code
	Temperature limit		In vitro diagnostic medical device		Use-by date
	Consult instructions for use		CE-mark		Unique device identifier

12 Date of issue or revision

Rev.: 001  
Rev. date: 08-11-2021  
Doc. no.: 04-4019 IFU GB EN

CN 2179

**1 Identification of the IVD reagent**

Name	Sheath Fluid
Ref. No.	04-4016
UDI-DI	04250878904788
Content	5000 mL container incl. tap, ready to use

**2 Intended Purpose**

IVD For In Vitro Diagnostic Use.

Sheath Fluid is intended to ensure that the sample, fed to the Sysmex Partec clinical flow cytometer, will run under hydrodynamic focusing. Sample run, and Sheath Fluid consumption will be controlled via FCM software automatically. Sheath Fluid is a general laboratory accessory solution and does not provide any diagnostic information. Handling with Sheath Fluid is restricted to lab technicians and trained FCM operators.

**3 Principle of the procedure**

Sheath Fluid as an accessory solution for flow cytometry will be passed through the fluidic system of the flow cytometer via vacuum pressure. Once the Sheath Fluid is running at laminar flow, the sample flow will be injected into the center of the stream, at a slightly higher pressure. The principles of hydrodynamic focusing cause the cells to align, single file in the direction of flow.

For further information, please refer to the Instructions for Use (IFU) of your flow cytometer.

**4 Storage and shelf life**

*4.1 Unopened product*

Store at 18 - 30°C, do not freeze or expose to elevated temperatures. Under these storage conditions the reagent will be stable until the expiration date printed on its label. Do not use the reagent beyond its shelf life.

*4.2 Product after first opening*

Sheath Fluid will be stable at least 7 days after first use. Always use a new clean tap after the Sheath Fluid container was first opened. Close the tap after each use, to avoid contamination.

**5 Components**

5000 mL aqueous solution

**6 Evidence of deterioration**

Sheath Fluid is a clear liquid. Do not use Sheath Fluid after appearance of any kind of turbidity or contamination.

For questions regarding the performance or quality of the product received, please contact your local Sysmex Representative.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user is located.

**7 Precautions and warnings**

Appropriate safety precautions and handling procedures must be applied in accordance with applicable laws and regulations.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for a complete list of warnings and precautions.

### 8 Additional required equipment

*Instrument:* Sysmex Partec clinical flow cytometer, such as the CyFlow™ Counter (Ref. No. CY-S-3023)

For further information, please refer to the instruction for use (IFU) of the flow cytometer.

*Laboratory equipment:* A calibrated pipette and pipette tips  
Sample tube(s) compliant to the flow cytometer  
Personal protective equipment

### 9 Disposal

Disposal procedure should meet requirements of applicable local regulations.

### 10 Manufacturer



Sysmex Partec GmbH  
Arndtstraße 11 a-b  
02826 Görlitz  
Germany

Phone +49 3581 8746 0  
Fax +49 3581 8746 70  
info@sysmex-partec.com  
www.sysmex-partec.com

### 11 Symbols

 Reference number	 Manufacturer	 Batch code
 Temperature limit	 In vitro diagnostic medical device	 Use-by date
 Consult instructions for use	 CE mark	 Unique device identifier
 Stacking limit by number	 This way up	 Use no hooks
 Keep dry		

### 12 Date of issue or revision

Rev.: 001  
Rev. date: 21-09-2021  
Doc. No.: 04-4016 IFU GB EN

CN 2151